

ScanAfia X ICU Sairaalasänky

Laadukas ScanAfia X ICU -sairaalasänky on terveydenhuollon ammattilaisten turvallinen valinta. Patentoitu uutuussänky on suunniteltu sairaaloihin, terveyskeskuksiin ja vastaaviin hoitolaitoksiin, ja se täyttää uuden sänkystandardin 60601-2-52 vaatimukset.

Peräti 340 kg kuormitettavuudesta huolimatta ScanAfia X ICU on kevyt ja vakiona olevien 150 mm kaksoispyörien ansiosta helposti liikuteltava sairaalasänky. Sängyn suunnittelussa on otettu huomioon niin hoitajan kuin potilaan ergonomia, ja sen poikkeuksellisen matala alakorkeus helpottaa niin hoitajan työtä kuin potilaan sängystä nousemista. Potilaan käyttömukavuutta parantaa myös selkäosan liukumekanismi. Sängyssä on lisäksi erittäin laaja trendelenburg/anti-trendelenburg -säätöalue.

Pitkä kokemuksemme sairaalasänkyjen suunnittelusta ja valmistuksesta takaa sen että ScanAfia X ICU on tehty pitkäikäiseen käyttöön vähäisellä huolto-
tarpeella.

ScanAfia X ICU Sairaalasänky pitkillä kaiteilla



ScanAfia X ICU -480/490

4-osainen makuutaso (205 X 80/90 cm), jossa sähkötoiminen korkeuden, selkäosan, polvitaipteen ja jalkaosansäätö. Sähköinen Trendelenburg / Anti-Trendelenburg

Hoitajaneeli vakiona

Potilaan käytettävien toimintojen esto
Sähköinen trendelenburg
Esiohjelmoidut asennot yhdellä napilla:
mm. sydän- ja CPR-asento

”Erikoismatala uutuus, jonka suurin kuormitettavuus peräti 340 kg.”

LOJER® For easy care

Tekniset tiedot

- **Kokonaisleveys kaiteilla:** 90 tai 100 cm
- **Kokonaispituus:** 215 cm
- **Korkeuden säätöalue:** 30..82 cm (mallista ja pyöristä riippuen)
- **Suosittelava patjakoko:** 205 x 78/88 x 13 cm
- **Kokonaispaino (ilman kaiteita):** 108 kg (80 cm leveys), 110 kg (90 cm leveys)
- **Pyörät:** Ø125 tai Ø150 mm
- **Kuormitettavuus (SWL):** 340 kg
- **Sähköjärjestelmä:** 24 V
- **Sähköinen Trendelenburg/Anti-Trendelenburg:** 12°/20°
- **Selkäosan säätö:** 70°
- **CE-merkintä:** Kyllä
- **Takuu:** 3/10 vuotta
- **Valmistusmaa:** Suomi



Ominaisuudet	ScanAfia X ICU
Suurin kuormitettavuus (SWL) 340 kg	x
Sängyn alakorkeus alkaen 30 cm	x
Sähköinen Trendelenburg 12°, Anti-trendelenburg peräti 20°	x
Ø150 mm keskuslukittavat kaksoispyörät ja suuntapyörä.	x
Makuutason pystysuora nostoliike vähentää tilantarvetta	x
Irrotettavat päädyt, vakiovärit valkoinen, sininen ja vihreä	x
Kromatut tai maalatut kaiteet; normaali ja pitkä malli	x
Hoitajaohjauspaneeli	x
Akkuvarustus	x
Selkäosan liukumekanismi	x
Sähköinen CPR-toiminta	x
Selkäosan hätälasku	x
Leposidekiinnitysvalmius	x
Törmäyspyörät	x
Pidennysmahdollisuus 15 cm	x
Integroitu paikka 2:lle kohottautumistelineelle ja 2:lle nesteenantotelineelle	x
Turvallinen 24V sähköjärjestelmä. Sähköosat korkealaatuisesti suojamaadoitettuja ja roiskevesitiiviitä	x
Hyvin hengittävä ja patjoja säästävä ABS-muovinen pohjalevyistö, patjanpitimet	x
Korkealaatuinen pulverimaalaus, jonka pohjatyöt on tehty raepuhaltamalla.	x
Kotimainen Avainlippu -tuote	x
Lisävarusteet	
Kohottautumisteline	o
Nousutuki	o
Nesteenantoteline yhden käden pikasäädöllä	o
Ø 125 keskuslukittavat kaksoispyörät ja suuntapyörä	o
5. pyörä helpottamaan liikuttelua	o
Petaustaso	o
Virtsapussiteline	o
Ruokailutaso	o
Korotetut kaiteet	o

Merkkien selitys: x = vakiovaruste, o = lisävaruste, - = ei saatavana