

# ScanAfia XHS vårdsäng



Produkt med tillbehör på bilden

2



De viktigaste funktioner:

1. Stor belastningsförmåga (SWL) 260 kg
2. Låg nedre höjd (från 32 cm) ökar patientens självständighet och säkerhet
3. Ryggdelens glidmekanism förhindrar att patienten glider och förbättrar komforten

Den högkvalitativa vårdsängen ScanAfia XHS är sjukvårdspersonalens förstahandsval. Produktfamiljens nyaste säng är utformad för många olika vårdmiljöer och uppskattas, förutom sin design och utseende, även för sin användarvänlighet och tillförlitlighet.

Sängens mycket stora höjjusteringsområde främjar säker rehabilitering och välbefinnande för patienten och underlättar vårdpersonalens arbete. Trots en belastningsförmåga på upp till 260 kg är ScanAfia XHS en lätt vårdsäng som är enkel att förflytta tack vare sina 125 mm standardhjul.

## Kollektion

- ScanAfia XHS 280/290: tvådelad sovyta (205 x 80/90 cm) med elmanövrerad höjd- och ryggjustering
- ScanAfia XHS 480/490: fyrdelad sovyta (205 x 80/90 cm) med elmanövrerad justering av höjd, rygg-, lår- och vadsektion

**LOJER**® For easy care

Tekniska data och funktioner	
Total bredd med räckan:	92 cm eller 102 cm
Sovnivåns bredd	80 cm eller 90 cm
Total längd	217 cm Lång modell: 227 cm
Höjjusteringsområde	Min. 32 cm - max. 82 cm (beroende på hjulstorlek och hjultyp)
Rekommenderad madrassstorlek	78 - 80 cm eller 88 - 90 cm x 205 cm x 9 - 13 cm
Total vikt	130 - 132 kg
Hjul:	Ø 125 mm med centrallås samt riktningshjul
Justering av ryggdel	70°
Justering av lårdel (endast 4-funktionsmodell)	30°
Justering av vaddel (endast 4-funktionsmodell)	11°
Övriga standardfunktioner	Handkontroll   räckan av massivt trä med dubbellåsning med låsknapp   integrerat fäste för två lyftbågar och vätskedispenserställningar   glidmekanism och snabbsänkning av ryggdel   möjlighet att fästa spännbälte   sänggavlar: Classic bok eller Classic björk
Belastningsförmåga (SWL):	260 kg
Elsystem	24 V
CE-märkning	Ja
Tillverkningsland	Finland

### Fabriksinstallerade alternativ:

- Anti-Trendelenburg
- Batteridrift
- Ø 125 mm dubbelhjul
- Ø 150 mm dubbelhjul
- Kollisionshjul
- Sänggavel: vit ek Scandic
- Modell med speciallängd (utdragbar 215 cm)

### Övriga tillbehör:

- Lyftbåge
- Uppstigningsstöd
- Infusionsstav med enhandssnabbjustering
- Läslampa
- Hjälpplattform för räckan
- Vadderat räcksydd
- Ställning för urinpåse
- Läs- och matskiva ovanpå sängens sidor
- Låspanel för säng (patienten kan förhindras att använda funktioner)
- Ställning för handkontroll

