



# MEDIFLEX SAFE

HYGIENIAPATJA / HYGIENMADRASS / HYGIENEMATRESS

## Finlayson Pro

### PALOTURVALLISUUS

SL 1, läpäisee liekki- ja savuketestin.  
IMO FTPC Part 9.

### OMINAISUUS

Erikoisprofiloitu hygieniapatja sairaan- tai kotihoidon lyhytaikaispotilaille. Patja soveltuu matalan ja keskiriskin potilaille. Tuote toimii säädettävissä sängyissä profiloitun sisuksen avulla ja on käytettävissä molemmin puolin. Painosuosituksemme: alle 150 kg henkilöille.

Tuotteelle on myönnetty Allergia- ja Astmaliiton **Allergiatunnus®**, joka takaa ettei tuote sisällä terveydelle haitallisia aineita. Tuote täyttää terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan lain vaatimukset ja siitä takuuna on **CE-merkki**.

### RAKENNE

Patjan sisusmateriaalina on kestävä, joustava ja paloturvallinen vahtomuovi.

Päällismateriaali on kahteen suuntaan joustavaa antibakteerista **Sanitized®**-käsiteltyä hygieniakangasta, joka on pyyhittävää, nesteitä läpäisemätöntä ja hengittävää. Väri on harmaa. Patjassa on irrotettava ja pestävä päällinen. Irrotettavan päällisen vetoketju on suojattu tippäläpällä.

### KOKO

75 x 200 x 13 cm  
80 x 200 x 13 cm  
90 x 200 x 13 cm

### PÄÄLLISEN HOITO-OHJE

Tuotteen huolto-ohjeen löydät [www.finlayson.fi](http://www.finlayson.fi) sivuilta tai pyytämällä sitä myyjältäsi.

### BRANDSÄKERHET

SL 1, godkänt tändsticks- och cigarettprov  
IMO FTPC Part 9.

### EGENSKAPER

Specialprofilerad hygienmadrass för kortvårdspatienter inom sjuk- eller hemvården. Madrassen passar lågriskpatienter och mellanriskpatienter. Produkten är anpassad för justerbara sängar tack vare den profilerade stoppningen och kan vändas. Viktrekommendation: för personer under 150 kg.

Produkten har **Allergi märke®** av Allergi- och Astmaförbundet, vilket garanterar att produkten inte innehåller hälsofarliga ämnen. Produkten uppfyller kraven i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård och är därför **CE-märkt**.

### STRUKTUR

Madrassens stoppning är av hållbar, flexibel och brandsäker skumplast.

Överdraget är elastiskt på längden och bredden. Det **Sanitized®**-behandlade antibakteriella hygientyget ångandas och är torkbart och vätsketätt. Färgen är grå. Överdrag är avtagbart och kan tvättas. Överdragets blixtlås är skyddat med en droppkant.

### STORLEK

75 x 200 x 13 cm  
80 x 200 x 13 cm  
90 x 200 x 13 cm

### SKÖTSELRÅD FÖR ÖVERDRAGET

Skötselråd för produkten får du på [www.finlayson.fi](http://www.finlayson.fi) eller av återförsäljaren.

### FIRE SAFETY

SL 1, passes the flame and cigarette test  
IMO FTPC Part 9.

### FEATURES

Special profiled hygiene mattress for short term hospital and stay-at-home patients. The mattress is suited for low and medium risk patients. The product is suitable for adjustable beds thanks to its profiled filling and can be used on both sides. Maximum recommended weight 150 kg

This product has been awarded the Finnish Asthma and Allergy Federation **Allergy label®**, which guarantees that it contains no substances harmful to health. The product meets the legal requirements for health care products and equipment, as confirmed by the **CE mark**.

### CONSTRUCTION

The mattress is made of durable, flexible and fire-retardant foam fill.

The wipeable, liquid-proof and breathable cover is made of two-dimensional elastic hygiene fabric, treated with **Sanitized®**. Available in grey. Detachable, washable cover.. Zip on detachable cover protected with flap.

### SIZE

75 x 200 x 13 cm  
80 x 200 x 13 cm  
90 x 200 x 13 cm

### CARE INSTRUCTIONS FOR COVER

Care instructions are available from our web page at [www.finlayson.fi](http://www.finlayson.fi) or from your salesperson.

