



PELASTUSPATJA

HYGIENIAPATJA / HYGIENMADRASS /
HYGIENE MATTRESS

Finlayson Pro

PALOTURVALLISUUS

SL 1 läpäisee liekki- ja savuketestin IMO FTPC Part 9.

BRANDSÄKERHET

SL 1, godkänt tändsticks- och cigarettprov IMO FTPC Part 9.

FIRE SAFETY

SL 1, passes the flame and cigarette test IMO FTPC Part 9.

OMINAISUUS

Pelastuspatja on käytännöllinen ratkaisu evakuointitilanteissa. Patjan päälliseen on integroitu pelastus/evakuointihihnat. Vetoketjut, joiden takaa hihnat saadaan kätevästi esille on merkitty punaisilla RESCUE-merkeillä. Hihnat kiinnitetään pikalukoilla ja normaalikäytössä ne saadaan piilotettua patjan sisään, jolloin hihnat eivät häiritse petaamista. Patjan molemmissa päissä on kanto/vetohihnat. Sisuksia saatavana MEDIFLEX-patja peruskäyttöön tai muotoutuva MEDIFORM-patja pitkäaikaipotilaille. Tuote täyttää terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita koskevan lain vaatimukset ja siitä takuuna on CE-merkki.



EGENSKAPER

Den praktiska räddningsmadrassen kan användas vid evakueringsituationer. Madrassens överdrag har integrerade räddnings-/evakueringsremmar. Remmarna tas fram med behändiga blixtlås som är märkta med röda RESCUE-märken. Remmarna fästs med snabbblås och vid normal användning kan de förvaras inne i madrassen så att de inte är i vägen för bäddandet. I madrassens ändor finns bär-/dragremmar. Stoppningsalternativ: MEDIFLEX-madrass för normal användning eller formbar MEDIFORM-madrass för långtidspatienter. Produkten uppfyller kraven i lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård och är därför CE-märkt.

FEATURES

The Rescue Mattress is a practical solution for evacuation situations. The cover of the mattress has integrated rescue/evacuation straps. The zips behind which the straps can be easily accessed are marked RESCUE in red. The straps are fixed using quick locks, and during normal use they can be hidden inside the mattress to facilitate dressing the bed. Straps for carrying or pulling the mattress are found at both ends. Two comfort options are available: a MEDIFLEX mattress for normal use or a MEDIFORM mattress for long-term patients. The product meets the legal requirements for health care products and equipment, as confirmed by the CE mark.

RAKENNE

Katso patjojen sisurakenteiden ominaisuudet kyseisten patjojen tuotekorteilta. Päällisen pinta on kahteen suuntaan joustavaa antibakteerista Sanitized® -käsiteltyä hygieniakangasta, joka on pyyhittävä ja hengittävä. Päällisen pohjakangas on kestävä ja liukuvaa materiaalia. Ventilaatio aukot päällisen sivuissa parantavat vuoteen hengittävyttä. Patjassa on irrotettava ja pestävä päällinen. Irrotettavan päällisen vetoketju on suojattu tippalapällä. Väri on harmaa.

STRUKTUR

Madrassens stoppning och struktur beskrivs på produktkortet för respektive madrass. Överdragets yta består av antibakteriellt, Sanitized®-behandlat hygienytg som är elastiskt på längden och på bredden och som andas och är torkbart. Överdragets undertyg är av hållbart och glatt material. Ventilationsöppningarna på sidorna av överdraget förbättrar madrassens andningsförmåga. Det avtagbara överdraget kan tvättas och blixtlåset skyddas av en droppkant. Färg: grå.

CONSTRUCTION

Please refer to the MEDIFLEX or MEDIFORM product cards for details. The cover material is made from two-dimensional elastic antibacterial hygiene fabric that is treated with Sanitized® and that is wipeable and breathable. The base fabric of the cover is made from durable and frictionless material. Ventilation holes along the sides of the cover provide enhanced breathability. The cover is detachable and washable. The zip on the detachable cover is protected by a flap. Available in grey.

KOKO

Asiakkaan kokojen mukaan.
Minimitilaus 20 kpl/koko.

STORLEK

Enligt kundens storlekar.
Minimibeställning 20 st./storlek.

SIZE

According to customer specifications.
Minimum order: 20 per size.

PÄÄLLISEN HOITO-OHJE

Tuotteen huolto-ohjeen löydät www.finlayson.fi sivuilta tai pyytämällä sitä myyjältäsi.

SKÖTSELRÅD FÖR ÖVERDRAGET

Skötselråd för produkten fås på adressen www.finlayson.fi eller av återförsäljaren.

CARE INSTRUCTIONS FOR COVER

Care instructions for this product are available online at www.finlayson.fi or from your selling agent.

