

Lojer Capre F




Lojer
capre

Lojer Capre Försäljare i Sverige:

Medema Physio AB | Box 1169, SE 171 23 Solna | Tel. 08-4041200

lojer.com/capre www.medema.se


Lojer Capre F

	Capre F5	Capre F3	
Bänkens liggytor	5	3	
Total längd (cm)	202	202	
Bredd (cm)	55,65,75	55,65,75	
Klädsel SKAI Lux (15 alternativ)	•	•	
Anatomiskt designad klädsel	tillval	tillval	CA115
Armstöd inställbara med en hand	•	-	
Armstöd som kan svängas åt sidan	tillval	-	CA109
Sidostöd med snabbblåsning	tillval	tillval	CA103
Gasfjäderreglerad huvuddyna	•	•	
Dubbelt vinklingsbar huvuddyna	tillval	-	CA104
Gasfjäderreglerad fotdyna	+70°/-12°	+70°/-12°	
Dränage med gasfjäder eller motor	tillval	tillval	CA107/108
Hjul	tillval	tillval	CA100
Ställbar fot för ojämna golv	•	•	
Höjdomfång (cm)	45-92	45-92	
Höjdställning med fotdosa	•	•	
Höjdställning med handmanöverdosa	tillval	tillval	CA128
Höjdställningsram / fotbåge	tillval	tillval	CA101
Runda ramben	tillval	tillval	R
Pappersrullehållare (50 eller 60 cm)	tillval	tillval	CA110/111
Fixationsbanan, bål och bäcken	tillval	tillval	CA113
Fixationsbanan, skuldra	tillval	tillval	CA112
Safe working load (SWL) Max belastning	210 kg	210 kg	
Uppfyller kraven MED 42/EEC	•	•	
Garanti	2/10 år	2/10 år	
Ursprungsland	Finland	Finland	

Symbolernas betydelse: • =standardegenskap tillval =kan fås som tillbehör - =kan ej fås



Capre F5



Capre F3/F5



tillval CA107



tillval CA110, R



tillval CA103



Capre F5

Schoko (+CA100, CA101)



Capre F3

Schoko Perle (+CA100, CA101, CA115)



Capre F5R

Ocean (+CA100, CA101, CA103)



Capre F3R

Mango (+CA100, CA101)