



















# MATERIAL TILLGÅNGLIGHET

## Produktspecifika klädselmaterial

	Capre FX behandlingsbänkar	Capre behandlingsbänkar	Delta behandlingsbänkar	Afrodite behandlingsstolar	Speciella behandlingsbänkar (Bobath, Tilt, Multi-Tilt)	MTT bänkar	Capre BC behandlingsstolar	Capre MC/RC behandlingsstolar	Undersöknings- och behandlingsstolar 6800/6900	4000-seriens undersökningsbänkar	Capre undersökningsbänkar	Transport- och akutbåar	Fältoperationsbord	Lojer Antimicrobic -produkter	Arbetsstolar
skai Fashion	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•
skai Clinica	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•			•
skai Conductive										•	•	•	•		•
Nature		•	•	•	•	•				•	•				•
Silvery														•	

## TEKNISK SPECIFIKATION

### Material/ egenskaper

																		
Material/ egenskaper	Resistent mot olja och fett	Antibakteriell	Desinfektionsmedel kan användas (enligt en särskild lista)	Biokompatibel	Vattentät	Resistent mot sekret	Flamtålig	Slitstark	Färgbeständig	Rivsäker	Lång livslängd	Lätt att rengöra	Leder ström	Antimikrobiell	Uppfyller Oeko-Tex 100 standard	Miljövänlig	Uppfyller REACH krav	Uppfyller leksaksstandard DIN EN 71-3
skai Fashion			•				•	•	•	•	•	•					•	
skai Clinica	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•					•	•
skai Conductive			•				•	•	•	•	•	•	•				•	•
Nature			•	•			•	•	•	•	•	•			•	•	•	•
Silvery	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•

Mera information: <http://www.lojer.com/service/material-options>