

Instrumentti- ja hoitajavaunut



Pyörällinen instrumenttivaunu 609
Runko kromattua teräsputkea. Kaksi irrotettavaa, ruostumatonta terästasoa (40 x 60 cm). 75 mm pyörät tekevät vaunusta helposti liikuteltavan

Vaunu voidaan sijoittaa 80 cm korkean työtason alle.



Pyörällinen instrumenttivaunu 611, sisältää tarvikelaatikon

Runko kromattua teräsputkea. Kaksi irrotettavaa, ruostumatonta terästasoa (40 x 60 cm). 75 mm pyörät tekevät vaunusta helposti liikuteltavan.

Ylätason alla on helposti puhtaana pidettävä, muovinen, molemmille puolille avautuva ja ulosvetorajoittimilla varustettu tarvikelaatikko. Vaunu voidaan sijoittaa 80 cm korkean työtason alle.



Hoitajavaunu 262
Runko kromattua teräsputkea, työntökahva. Kaksi kiinteää ruostumatonta terästasoa (40 x 60 cm) Isot pyörät 100 mm, tekevät vaunusta helposti liikuteltavan.

Mukana tarvikelaatikko, helposti puhtaana pidettävää muovia. Laatikko avautuu molemmille puolille



Huoltovaunu 266 ja lähettivaunu 265

Runko kromattua teräsputkea. Työntötanko. Korit (2kpl) jauhemaalattua epoksipintaista teräslankaa. Isot pyörät, halkaisija 100 mm

Lähettivaunussa 265 yläkori 6-lokeroinen



Huoltovaunu 285

Runko ruostumatonta terästä.
Tasot kiinteät, ruostumatonta terästä,
kohoreunat estävät tavaroiden
putoamisen (55 x 80 cm)
Työntökahva.
Isot pyörät 125 mm, korroosion
kestävää materiaalia, kaksi lukittavaa
pyörää.



Näytevaunu 255

Runko kromattua teräsputkea.
Työntötanko.
Reunalliset, irrotettavat muovitasot.
Pyörät 75 mm



Liinavaatevaunu 270

Runko kromattua teräsputkea.
Neljä kaksoiskoria, jauhemaalattua
epoksipintaista teräslankaa, mitoitettu
sopiviksi sekä koneellisesti että käsin
taitetuille liinavaatteille.
Pyörien halkaisija 100 mm

	Instrumenttivaunu 609	Instrumenttivaunu 611	Hoitajavaunu 262	Huoltovaunu 266	Lähettilvaunu 265	Huoltovaunu 285	Näytevaunu 255	Liinavaatevaunu 270
Pituus	600 mm	600 mm		942 mm	942 mm	800 mm	620 mm	990 mm
Korkeus	750 mm	750 mm	780mm	750 mm	750 mm	900 mm	750 mm	1400 mm
Leveys								505 mm
Pyörien koko	75	75	100			125		100
Pituus min-max			600-690 mm					

Säkkitelineet



SÄKKITELINE 290

Säkkiline kahdelle säkille. Pohjatuet ja säkinkiinnitysmekanismi. Runko kromattua teräsputkea. Pyörät Ø 75 mm. Mitoitettu 100–150 litran kangas- tai muovisäkeille

Lisävarusteet

Kansi



SÄKKITELINE 291

Säkkiline yhdelle säkille. Pohjatuki ja säkinkiinnitysmekanismi. Runko kromattua teräsputkea. Kansi. Työntökahva. Pyörät 2 kpl, Ø 75 mm. Mitoitettu 100–150 litran kangas- tai muovisäkille.

Lisävarusteet

Teline 30 litran roskapussille



SÄKKITELINE 292

Säkkiline yhdelle säkille. Pohjatuki, kansi ja jalkapoljin. Runko erityisvahvistettua kromattua teräsputkea. Työntökahva ja pyörät 2 kpl, Ø 125 mm. Mitoitettu 100–150 litran kangas- tai muovisäkeille