



Каталка медицинская Lojer 4315

Надежное решение для транспортировки пациента

Популярная модель каталки, особенностями которой являются гидравлическая регулировка высоты ножной pedalю, регулировка спинной секции и положения тренделенбург с помощью пневмопривода. Кроме того, каталка имеет высокорасположенный поручень для ее перемещения, который может быть отведен в сторону, амортизирующие бамперы, колеса с центральной блокировкой, гнезда под крепление штативов для внутривенных вливаний и боковые ограждения.

“Легкая конструкция, оптимальное сочетание цены и качества.”



Каталка Lojer 4315

LOJER® *For easy care*

■ Healthcare | Senior Care | Medical Wellness





Каталка медицинская транспортная		Lojer 4315
Диапазон регулировки высоты, гидропривод		55...85 см.
Ширина		ложе 63 см., общая 74 см.
Ширина ложа 70 см. (общая ширина 79 см.)		•
Длина		202 см
Вес, стандартная модель/ модель шириной ложа 70 см.		78 kg / 81 кг.
Длина спинной секции		72 см.
Регулировка спинной секции, пневмопривод, в диапазоне 0-70°		X
Тренделенбург, 16°		X
Кожзаменитель SKAI Fashion (13 цветов)		X
Центрально-блокирующиеся колеса Ø125 мм.		X
Центрально-блокирующиеся колеса Ø150 мм.		•
Держатель рентгенкассеты		•
Держатель одноразовых простыней		•
Держатель кислородного баллона на 5 кг.		•
Корзина для личных принадлежностей		•
Фиксирующие ремни		•
Боковые ограждения		•
Инфузионная стойка		•
Матрац шириной 7 см.		•
Антистатический матрац шириной 7 см.		•
Безопасная рабочая нагрузка 170 кг.		X
Регистрационное удостоверение Росздравнадзора, МЗ Украины		X
Гарантия 2 года		X
Страна происхождения		Финляндия

Стандарт = X, Опция = •, Недоступно = -

Аксессуары



Боковые ограждения



Инфузионная стойка



Корзина для личных принадлежностей

LOJER®
For easy care

Представительство в России – ООО «Лойер Медикал» Россия, Москва, ул. Вереysкая 29 стр. 134
Тел. +7 (495) 725 06 95 | russia@lojer.com | www.lojer.com

