

Yöpöytä 2300

Kodinomainen yöpöytä koti- ja laitoshoitoon. Saatavilla kahdessa tyylikkäässä sävyssä: valkotammi ja pyökki. Potilaspöydässä on vetolaatikko ja hylly, ja lisävarusteina saatavilla lukittavat pyörät, ylälaatikon lukko sekä tohvelitaso.

Yöpöytä:
valkotammi



Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Mitat kansi (L x S)	40 x 50 cm
Mitat runko (L x S)	38 x 46,5 cm
Korkeus	65 cm (72,5 cm pyörillä)
Paino	~19 kg
Laatikon mitat	37 x 29 x 12 cm
Takuu	2 vuotta
Valmistusmaa	Suomi



Ominaisuudet:

- Värit: valkotammi ja pyökki
- Vetolaatikko ja hylly

Lisävarusteet:

- Lukittavat pyörät
- Ylälaatikon lukko
- Tohvelitaso
- Valkotammi ja pyökki ovi

