



| Tuotekortti |

EVAKUOINTI MiniMAX-13

Antidecubitus evakuointipatja

Merivaara koodit 955 / 956

Käyttökohde

- Fysicon Evakuointipatja MiniMAX patja on painehaavojen syntymistä ehkäisevä viskoelastinen erikoispatja sairaaloihin ja palvelutaloihin.
- Patja soveltuu matalan ja keskiriskin pitkäaikaissairastilaille säätösänkyihin.
- Tuote sopii ilman säätöjä eripainoisille käyttäjille 40-150 kg ja antaa sopivan tuen ja pehmeuden.

Tuotteen rakenne

- Mini-MAX patjan sisus koostuu kolmesta kerroksesta: pinnassa on pehmeästi muotoutuva viskoelastinen kerros, keskellä ja pohjassa asteittain tukea lisäävät kerrokset.
- Päällisen pinta ja sivut ovat polyuretaanipinnoitettua hygieniakangasta (väri sininen), joka ei läpäise nesteitä, mutta on hengittävä. Materiaali on bielastinen ja bakteeri- & homesuojattu (vaikuttava aine sinkkipyritioni, EU 528/2012). Vetoketju kahdella sivulla on suojattu tippaläpällä. Mustaani liukkaaseen pohjaan on integroitu evakuointiominaisuudet: 2 kpl sidontaremmettä pikalukoilla sivuilla ja vetoremmet molemmissa päädyissä. Remmejä varten on patjan pohjassa säilytystaskut.

Hyödyt

- Sama patja soveltuu hyvin eripainoisille, koska pinta on pehmeä ja pohjakerrokset antavat tukea painaville käyttäjille.
- Potilaan olo ja hoito helpottuvat, kun painehaavoja saadaan estettyä, lihakset rentoutuvat ja asennon vaihtotarve vähenee.
- Hoitolaitokset säästävät aikaa ja kustannuksia, kun kaikki potilaat voidaan hoitaa samalla patjatyypillä



Puhdistus ja huolto

- Desinfiointi pyyhkimällä ohjeen mukaan laimennetulla kloori-amiini- tai alkoholipohjaisella aineella tai etanoli/ kloori max 1000 ppm, huuhtelee hyvin ja kuivaa huolellisesti. Tarvittaessa päällisen pesu 70-95°C nurinpäin, varovainen rumpukuivaus alennetussa lämpötilassa.
- Vaihda rikkoutunut päällinen uuteen.
- Sängyssä tulisi olla säle- tai reikäpohja ilmastoituvuuden varmistamiseksi.

Paloluokitus, CE & kotimaisuus

Syttyvyysluokka SL1, liekki- ja savuketesti IMO FTPC part 9. Patjalla on CE-merkki ja Suomalaisen työn liiton avainlippu-tunnus.

Koko

Vakiokoot 75*200*13, 80*200*13, 85*200*13, 90*200*13 cm. Muita kokoja tilauksesta.

