



| Tuotekortti |

MERIVAARA PAARINPATJAT

Antistaattiset patjat

Merivaara antistaattiset parinpatjat

Koodit 51751 / 51781

Käyttökohde


- Kuljetus- ja röntgenparien pehmusteina

Tuotteen rakenne

- Sisus Eterlon R50200 (50 kg/m³) paloturvallinen kimmovahtomuovi.
- Päällinen musta antistaattinen polyuretaanipinnoitettu hygieniakangas, joka ei läpäise nesteitä, mutta on hengittävä. Vetoketju päädyssä, suojattu tippaläpällä.
- Tarranauhat pohjapuolella sekä 4 kpl kiinnitystarranauhoja sivuilla. 51781 patjassa on lisäksi vahvistetut siirtoremmat 2 kpl molemmilla sivuilla.

Hyödyt

- Turvallinen ja helppohoitoinen patja.
- Patjoissa monipuoliset kiinnitystarrat, joten tuote pysyy hyvin paikoillaan. 51781 patjassa viistotut kulmat.



Puhdistus ja huolto

- Desinfiointi pyyhkimällä ohjeen mukaan laimennetulla kloori-amiini- tai alkoholipohjaisella aineella tai etanoli/ kloori max 1000 ppm, huuhtelee hyvin ja kuivaa huolellisesti. Tarvittaessa päällisen pesu 70-95°C nurinpäin, varovainen rumpukuivaus alennetussa lämpötilassa.

Paloluokitus, CE & avainlippu

Syttyvyysluokka SL1, liekki- ja savuketesti IMO FTPC part 9. Tuotteella on CE-merkki sekä Suomalaisen työn liiton avainlipputunnus.

Koko

Vakiokoot 65*193*5, 65*193*8 cm.

