

# NOVA™

## Merivaara Nova 2680 läs- och matskiva

Lätt och praktisk



Merivaara Nova 2680 läs- och matskiva är en praktisk lösning för ett sjukhus- eller vårdssängar. Skivan kommer tillräckligt långt över sängen så att det är bekvämt att använda. Produkten är lätt att förvara: när matskivan är nedfäld kan produkter stå i rad.

### Tekniska data och funktioner

Ram	Anodiserad aluminiumprofil och kompositplast
Bredd	78 cm (62 cm läs- och matskivan nedvikt)
Djup	45 cm
Läs- och matskivans storlek	36 x 53 cm
Läs- och matskivans höjdsjustering	78,2 - 106,2 cm
Lägre ramhöjd	14,5 cm
Läs- och matskivans högsta belastning (SWL)	10 kg
Vikt	7,9 kg
Hjul	Dubbelhjul 75 mm, låses separat
Läs- och matskiva	Plastkomposit



**LOJER®** For easy care

© Lojer Group 2020. Alla rättigheter reserverade | Lojer Group, Putajantie 42, 38210 Sastamala | Tel. + 358 10 830 6700 | myynti@lojer.com | www.lojer.com

Lojer-koncernen fick sin början år 1919 när plåtslagaren Niilo Ranni grundade Vammalan Konepaja. I början reparerade man bland annat barnvagnar. I dag är företaget Nordens största tillverkare av sjukhusmöbler och våra produkter används i 115 länder.

SWE\_05/20