

FUTURA PLUS™

Lojer Merivaara Futura Plus sairaalasänky

Merivaara-sänkyjen suosittu klassikko



Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Ergonominen ja liukuva selkäosa
2. Normaalista poikkeava runkorakenne
3. Mukava ja luotettava perussänky

Merivaara-sänkyjen myydyin klassikko on päivityksen jälkeen aiempaa ergonomisempi, helppokäyttöisempi ja luotettavampi. Se on kestävä ja taloudellinen potilassänky sairaala-, vanhainkoti- sekä hoitokotikäyttöön.

Sänky täyttää sairaalasängylle asetetun IEC 60601-2-52-standardin vaatimukset. FuturaPlus -sänkyä on saatavana sekä sähköisesti tai manuaalisesti säädettävänä malleina. Sänkyä on helppo ja mukava käyttää. Liukuva ja ergonominen selkäosa on mukava potilaalle.

Mallisto:

- 2-osainen makuutaso (200 x 81 cm), jossa sähkötoiminen korkeuden ja selkäosan säätö
- 3-osainen makuutaso (200 x 81 cm), jossa sähkötoiminen korkeuden sekä selkä- ja jalkaosan säätö
- 2-osainen makuutaso (200 x 81 cm), jossa hydraulinen korkeuden ja selkäosan säätö
- 3-osainen makuutaso (200 x 81 cm), jossa hydraulinen korkeuden sekä selkä- ja jalkaosan säätö

LOJER® For easy care



Sängyn turvallisuutta lisää kaasuavusteinen Trendelenburg-säätö sekä selkäosan pikavapautusmekanismi.



3-osainen sänky mahdollistaa kattavasti erilaisia hoitoasentoja, kuten esimerkiksi Fowlerin asento sekä sydänasento.



Sänkyyn on saatavana valinnaisia lisävarusteita, jotka auttavat potilasta siirtymään sänkyyn ja sängystä pois omatoimisesti.



Sängyn pääpuoleen kiinnitetyt lisävarusteet eivät liiku selkäosan mukana.



Liukuva selkäosa on mukava potilaalle. Sänkyyn kuuluu irrotettavat ja helposti puhdistettavat makuutason pohjalevyt, jotka on valmistettu ABS-muovista.



Hydraulisessa mallissa sängyn selkäosaa säädetään kaasu- jousiavusteisesti.



Futura Plus -potilassängyssä on käytännölliset jarrut, jarrukaari sängyn jalkopäässä sekä kaksi tai neljä jalkapoljinta. Korkeuden säätämiseen on saatavana optiona jalkaohjain.



Merivaaran Futura Plus -sänky on ollut käytössä useissa maissa jo yli 20 vuoden ajan. Päivitetty versio on entistäkin mukavampi ja turvallisempi potilaille.



Valinnaisen hoitajapaneelin avulla hoitohenkilökunta voi rajoittaa potilaan tekemiä säätöjä.



Lisävarusteena saatava yövalo luo turvaa myös pimeään aikaan.



Säätöpaneeli potilaalle on saatavana valinnaisena lisävarusteena.



Sama paneeli toimii myös kätevänä lukuvalona.

Tekniset tiedot ja ominaisuudet	
Kokonaisleveys kaiteilla	912 mm
Kokonaispituus	2225 mm
Makuutason leveys	812 mm
Makuutason pituus	2001 mm
Korkeuden säätöalue	450 - 840 mm
Suosittelava patjakoko	80 x 200 cm
Pyörät	Ø150 mm keskuslukittavat pyörät : 2 pedaalia ja jarrukaari jalkopäässä
Suurin sallittu potilaspaino	170 kg
Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL)	230 kg
Trendelenburg/Anti-Trendelenburg	13° / 6° hydraulinen malli 26° / 12°
Selkäosan säätö	0 - 70°
Jalkaosan säätö	0 - 51° hydraulinen malli 0 - 38°
Muut vakio-ominaisuudet	Käsiohjain (sähköinen malli) pohjalevyt ABS-muovia (ilmastoivat ja irrotettavat) kulmarullat paikka lepositeille pystysuora nousuliike eri osien samanaikainen liikkuminen (esim. nosto ja selkäosa)
CE-merkintä	Kyllä
Valmistusmaa	Suomi

Tehdasasenteiset optiot:

- Pitkät kokoontaittuva sivukaiteet: kromattu
- 3/4-mittaiset kokoontaittavat kaiteet: kromattu
- Akku
- Trendelenburg
2 jarrupedaalia sekä pää että jalkopäässä
- Keskuslukittavat Ø150 mm kaksoispyörät, suuntapyörä antistaattinen
- Selkäosan pikavapautin (CPR)
- Jalkaohjain sängyn sähkösäädöille
- Kohottautumisteline
- Nousu-/siirtymistuki
- Adapteri nousutuelle ja potilaan ohjauspaneeli
- Hoitajapaneeli (ACO)
- Potilaan säätöpaneeli, lukuvalo ja sängynalusvalo
- Potentiaalintasausjärjestelmä

Muut lisävarusteet:

- Irrotettava sängyn pääty: valkoinen.
Muut värit vaalean sininen, vaalean vihreä, pyökki tai koivu. Kehysputki kromattu tai epoksoitu harmaa.
- Petaustaso / alastaittuva sängyn pääty: valkoinen. Muut värit vaalean sininen, vaalean vihreä, pyökki tai koivu.
Kehysputki kromattu tai epoksoitu harmaa.
- Potilaspaperikori sängyn päätyyn
- Monitori- / kirjoitustaso
- Nesteenantoteline 4-koukkuinen
- Nesteenantoteline kohottautumistelineeseen kiinnitettävä
- Dreenipussiteline
- Virtsapulloteline
- Happipulloteline 5 kg

