

# Instrumentti - ja hoitajavaunut



### **INSTRUMENTTIPÖYTÄ 3402**

Runko kromattua teräsputkea.  
Kaksi irrotettavaa, ruostumatonta terästasoa.  
Koko: 84 x 60 x 40 cm (K x P x L).  
Lukittavat 75 mm pyörät.



### **INSTRUMENTTIPÖYTÄ 3401 LAATIKOLLA**

Runko kromattua teräsputkea.  
Kaksi irrotettavaa, ruostumatonta terästasoa.  
Ylätason alla on helposti puhtaana pidettävä, muovinen, molemmille puolille avautuva ja ulosvetorajoittimilla varustettu tarvikelaatikko.  
Koko: 84 x 60 x 40 cm (K x P x L).  
Lukittavat 75 mm pyörät.



### **NÄYTEVAUNU 255**

Runko kromattua teräsputkea. Työntötanko.  
Reunalliset, irrottavat muovitasot.  
Koko: 85 x 62 x 37,8 cm (K x P x L).  
Pyörät 75 mm.



### **HOITAJAVAUNU 262**

Runko kromattua teräsputkea, työntökahva.  
Kaksi kiinteää ruostumatonta terästasoa (40 x 60 cm). Mukana tarvikelaatikko, helposti puhtaana pidettävää muovia.  
Laatikko avautuu molemmille puolille.  
Koko: 78 x 60 x 40 cm (K x P x L) /  
Koko työntökahvaan: 92 x 69 x 40 cm (K x P x L).  
Isot pyörät 100 mm, tekevät vaunusta helposti liikuteltavan.



### HUOLTOVAUNU 266

Runko kromattua teräsputkea.  
Työntötanko. Korit (2 kpl)  
jauhemaalattua  
epoksipintaista teräslankaa.  
Koko: 75 x 94,2 x 50 cm (K x P x L) /  
Koko työntökahvaan 94 x 94,2 x 50 cm  
(K x P x L).  
Pyörät 100 mm.



### LÄHETTIVAUNU 265

Runko kromattua teräsputkea.  
Työntötanko. Korit (2 kpl) jauhemaalattua  
epoksipintaista teräslankaa, josta yläkori 6-  
lokeroinen.  
Koko: 75 x 94,2 x 50 cm (K x P x L) /  
Koko työntökahvaan 94 x 94,2 x 50 cm (K x P  
x L).  
Pyörät 100 mm.



### HUOLTOVAUNU 285

Runko ruostumatonta terästä. Tasot  
kiinteät, ruostumatonta terästä, kohoreunat  
estävät tavaroiden putoamisen (80 x 55  
cm). Työntökahva.  
Koko: 90 x 80 x 55 cm (K x P x L).  
Pyörät 125 mm, korroosion kestäväää  
materiaalia, joista kaksi on lukittavia.



### LIINAVAATEVAUNU 270

Runko kromattua teräsputkea. Neljä  
kaksoiskoria, jauhemaalattua  
epoksipintaista teräslankaa,  
mitoitettu sopiviksi sekä koneellisesti  
että käsin taitetuille liinavaatteille.  
Koko: 128 x 101 x 47 cm (K x P x L) /  
Koko työntökahvaan 137 x 101 x 47 cm  
(K x P x L).  
Pyörät 100 mm.

# Säkkitelineet



### SÄKKITELINE 291

Säkkiteline yhdelle säkille. Pohjatuki ja säkinkiinnitysmekanismi. Runko kromattua teräsputkea. Työntökahva ja pyörät 2 kpl. Mitoitettu 100–150 litran kangas- tai muovisäkille.

Koko: 100 x 53 x 46,5 cm (K x P x L).  
Pyörät Ø 175 mm.

**Lisävarusteet:** Teline 30 litran roskapussille. Kansi.



### SÄKKITELINE 292

Säkkiteline yhdelle säkille. Pohjatuki, kansi ja jalkapoljin. Runko erityisvahvistettua kromattua teräsputkea. Työntökahva ja pyörät 2 kpl. Mitoitettu 100 - 150 litran kangas- tai muovisäkeille.

Koko: 100 x 53 x 46,5 cm (K x P x L).  
Pyörät Ø 125 mm.



### SÄKKITELINE 290

Säkkiteline kahdelle säkille. Pohjatuet ja säkinkiinnitysmekanismi. Runko kromattua teräsputkea. Mitoitettu 100–150 litran kangas- tai muovisäkeille.

Koko: 107 x 80 x 46 cm (K x P x L).  
Pyörät Ø 100 mm.

**Lisävarusteet:** Kansi

#### Lisävarusteet säkkitelineisiin

Kansi, metallia, epoksijauhemaalattu (malliin 290)

Teline 30 l:n roskapussille, terästä (malliin 291)

Pyyheliinateline/seinäkiinnitin roskapussitelineelle