

CARENA PLUS

Sykehusseng av høy kvalitet



Produkt vist med tilleggsutstyr



Hovedfunksjoner:

1. Forbedret hygienisk ramme
2. Høy sikker arbeidsbelastning (SWL) på 330 kg
3. Mekanisk og elektrisk Trendelenburg
4. Standard søsterpanel
5. Valgfritt batteri

Carena Plus-sykehussengen har en klar og forbedret struktur som muliggjør rask rengjøring og forbedret hygienehåndtering av rammen. Den er designet med uovertruffen ergonomi for pasienter og personale. Det forbedrede høydeintervallet fra laveste posisjon på 34 cm gjør det enkelt for mindre pasienter å komme seg opp. Til tross for dette har denne sykehussengen en høy sikker arbeidsbelastning (SWL) på 330 kg og er fortsatt svært enkel å manøvrere.

Carena Plus oppfyller alle krav til medisinsk utstyr: IEC 60601-2-52, IEC 60601-1-2 (EMC) og SFS-EN 60601-1

Det valgfrie betjeningspanelet for sykepleiere forbedrer sengens brukervennlighet ved å sikre ulike posisjoner og lagrede posisjoner. Standard hurtiglås for låsing av hode- og fotgavel, sikrer enkel og rask bruk i nødssituasjoner.

Carena Plus sykehusseng er også tilgjengelig som en vaskbar modell med vasketeller.

Tekniske data og egenskaper	
Total bredde (med sidegrinder)	90 / 100 cm
Bredde på pasientoverflaten	80 / 90 cm
Total lengde	215 cm (med forlenger 245 cm)
Lengden på pasientens overflate	202 cm (forlenget 232 cm)
Høydejustering	34–84 cm (Ø150 mm hjul)
Anbefalt madrassstørrelse	75 / 85 x 200 x 13 cm
Total vekt (uten sidegrinder)	80 cm 90 kg / 90 cm 110 kg
Hjul	Hjul Ø150 sentrallåste hjul: 2 pedaler og en bremsestang ved fotenden
Sikker arbeidsbelastning (SWL)	330 kg
Elektrisk system	IPX6
Justering av ryggseksjonen	0–70°
Justering av lårseksjonen	0–29°
Justering av kalveseksjonen	0–24°
Trendelenburg / anti-Trendelengburg	12° / 6° electric / manual
Avtakbare sengegavler	Hvit, blå, bok, bjørk, grønn
Grindar	Ulike alternativer tilgjengelig
Andre funksjoner	Håndkontroll, rammefarge; sølvlakkert; madrassstrekk i ABS-plast (ventilert og avtakbart), hjul, brakett for stropper, vertikal høydejustering, samtidig bevegelse av ulike deler (f.eks. høyde- og ryggseksjon)
CE-merket	Ja
Garanti	2 år
Produksjonsland	Finland (Lojer Oy)

Fabrikkmontert tilleggsutstyr:

- Håndtak for utløsning av HLR
- Sengeforlengelse +30 benseksjon (for 80 og 90 cm pasientoverflate), ABSplast
- Justerbart deksel i metallnett
- Madrassunderlag for røntgen
- Femte hjul
- Ulike hjulstørrelser
- Batteribackup (leveres alltid med et sykepleierpanel)
- Potensiell utjevningsordning
- Ekstra håndkontroll

Annet tilbehør:

- Søsterpanel (leveres alltid med en pasienthåndkontroll)
- Avtakbart hodegavel. Rammerør: forkrommet og lakkert
- Avtakbar og sammenleggbar sengegavl. Rammerør: forkrommet og lakkert
- Tilbehørskurv 1-3: liten, stor og til sengegavlen
- Infusjonsstativ med 4 kroker eller stroppefeste
- Holder for dreneringspose
- Oksygenflaskeholder 5 kg
- Skinner for tilbehør
- Krok for elektrisk kabel
- Søsterhjelp

