

# CARENA

## Качественная больничная кровать



Изделие представлено на фото с дополнительными опциями и принадлежностями



Настройки



### Основные характеристики:

1. Улучшенная конструкция
2. Панель управления медсестры в качестве опции
3. Механическая и электрическая регулировка положения Тренделенбург
4. Безопасные и легко снимаемые боковые ограждения

Больничная кровать Carena имеет чёткую и усовершенствованную конструкцию, обеспечивающую быструю очистку и улучшенное гигиеническое обслуживание каркаса. Кровать разработана с учётом непревзойдённой эргономики для пациентов и медицинского персонала. Расширенный диапазон регулировки высоты, начиная с самого низкого положения 34 см, обеспечивает лёгкий доступ для пациентов небольшого роста. При этом кровать имеет высокую допустимую рабочую нагрузку (SWL) — 330 кг, оставаясь при этом очень лёгкой в управлении.

Кровать Carena соответствует всем требованиям к медицинскому оборудованию: IEC 60601-2-52, IEC 60601-1-2 (EMC) и SFS-EN 60601-1.

Дополнительная панель управления медсестры повышает удобство использования кровати, обеспечивая различные положения и возможность запоминания настроек. Новые механизмы фиксации торцов кровати обеспечивают простое и быстрое управление в экстренных ситуациях.

Эта модель больничной кровати также доступна в мощеющем исполнении с счётчиком циклов мойки.

## Технические характеристики

Полная ширина (с боковыми ограждениями)	90 / 100 см
Ширина ложа	80 / 90 см
Полная длина	215 см (с удлинением - 245 см)
Длина ложа	202 см (с удлинением - 232 см)
Регулировка высоты	34–84 см (Ø150 мм castors)
Рекомендуемый размер матраса	75 / 85 x 200 x 13 см
Общий вес (без ограждений)	80 см 90 кг / 90 см 110 кг
Колеса	Колёса Ø150 с центральным тормозом: 2 педали и педаль тормоза в ножной части
Безопасная рабочая нагрузка (SWL)	330 кг
Электрическая система	IPX6
Регулировка спинной секции	0–70°
Регулировка секции бедра	0–29°
Регулировка секции голени	0–24°
Тренделенбург/антиТренделенбург	12° / 6° электропривод / механический
Съемные торцы	Цвета вставки - Белый, Синий, Бук, Берёза, Зелёный
Боковые ограждения	Доступны различные варианты
Другие характеристики	Ручной пульт управления, цвет рамы – серебристый; ложе из ABS пластика (вентилируемые и съемные панели), крепления для фиксирующих ремней, вертикальная регулировка высоты, одновременное движение различных секций (например, высоты и спинной секции)
Сертификат CE	Да
Гарантия	2 года
Страна производства	Финляндия (Lojer Oy)

### Опции, устанавливаемые на заводе

- Ручка регулировки положения CPR
- Удлиняемая секция ног +30 см (для поверхностей для пациента шириной 80 и 90 см), ABS-пластик
- Ложе из металлической сетки
- Рентгенпрозрачное ложе
- Пятое колесо
- Различные размеры колес
- Аккумулятор (всегда поставляется с панелью управления медсестры)
- Система уравнивания потенциалов
- Дополнительный пульт управления

### Прочие принадлежности

- Панель управления медсестры
- Съемный торец кровати  
Каркас: хромированный или крашенный  
Съемный и складывающийся торец кровати  
Каркас: хромированный или крашенный
- Корзина для аксессуаров: маленькая, большая и для торца кровати
- Инфузионная стойка с 4 крючками или с креплением к дуге для активации
- Держатель мочеприемника
- Держатель для кислородного баллона 5 кг
- Рельсы для аксессуаров
- Крюк для электрического кабеля
- Упор для пациента
- Дуга для активации
- Адаптер для упора пациента

