

CARENA PLUS

Sjukhussäng av hög kvalitet



Produkt avbildad med tillvalstillbehör



Alternativ:



Huvudfunktioner:

1. Tydlig och förbättrad struktur
2. Kontrollpanel för sjuksköterskor som tillval
3. Mekaniska och elektriska justeringar av Trendelenburg
4. Säkra och lätt avtagbara grindar

Carena Plus sjukhussäng har en tydlig och förbättrad struktur som möjliggör snabb rengöring och förbättrad hygienhantering av ramen. Utformad med oöverträffad ergonomi för patienter och personal. Det förbättrade höjdiintervallet från den lägsta positionen på 34 cm ger enkel åtkomst för mindre patienter. Trots detta har denna sjukhussäng en hög säker arbetsbelastning (SWL) på 330 kg och är fortfarande mycket lätt att manövrera.

Carena Plus uppfyller alla krav för medicintekniska produkter: IEC 60601-2-52, IEC 60601-1-2 (EMC) och SFS-EN 60601-1

Tillvalet Nurse Control Panel förbättrar sängens användbarhet genom att säkerställa olika positioner och memorerade positioner. Snabblås för låsning av huvud- och fotgavel, som standardfunktion, säkerställer enkel och snabb användning i nödsituationer.

Carena Plus sjukhussäng finns även som tvättbar modell med tvättcykelräknare.

Tekniska data och egenskaper	
Total bredd (med grindar)	90 / 100 cm
Bredd på patientens yta	80 / 90 cm
Total längd	215 cm (förlängd 245 cm)
Längd på patientens yta	202 cm (förlängd 232 cm)
Höjjustering	34–84 cm (Ø150 mm hjul)
Rekommenderad madrassstorlek	75 / 85 x 200 x 13 cm
Totalvikt (utan grindar)	80 cm 90 kg / 90 cm 110 kg
Hjul	Ø150 centrallåsta hjul: 2 pedaler och en bromsbåge vid fotänden
Säker arbetsbelastning (SWL)	330 kg
Elektriskt system	IPX6
Justering av ryggsektion	0–70°
Justering av lårpartiet	0–29°
Justering av kalvavsnittet	0–24°
Trendelenburg / anti-Trendelenburg	12° / 6° electric / manual
Avtagbara sänggavlar	Vit, blå, bok, björk, grön
Grindar	Olika alternativ tillgängliga
Andra funktioner	Handkontroll, ramfärg; silverlackerad; madrassöverdrag ABS-plast (ventilerade och avtagbara) avstötthjul, fäste för spännband, vertikal höjjustering, samtida rörelser av olika delar (t.ex. höjd- och ryggsektion)
CE-märkt	Ja
Garanti	2 år
Tillverkningsland	Finland (Lojer Oy)

Fabriksmonterade tillval:

- Handtag för CPR-utlösning
- Sängförlängning +30 bensektion (för 80 och 90 cm patienttytor), ABS-plast
- Justerbart nätöverdrag i metall
- Madrassbotten för röntgen
- 5:e hjulet
- Olika hjulstorlekar
- Batteri backup (levereras alltid med en kontrollpanel för sjuksköterskor)
- Potentiellt utjämningsystem
- Extra handkontroll

Övriga tillbehör:

- Kontrollpanel för sjuksköterskor (levereras alltid med en patienthandkontroll)
- Avtagbar sänggavel. Ramrör: kromad och lackerad
- Sänggavel avtagbar och hopfällbar. Ramrör: kromade och lackerade.
- Tillbehörskorg 1-3: liten, stor och för sänggaveln
- Infusionsstativ med 4 krokar eller infästning i lyftbåge
- Hållare för dräneringspåse
- Hållare för syrgasflaska 5 kg
- Tillbehörsskenor
- Krok för elkabel
- Uppresningsstöd
- Lyftbåge
- Adapter för uppresningsstöd

