

Suihkupaari 4310 Veera

Kestävä ja helppokäyttöinen



Tukevassa Veera-suihkupaarissa on hydraulinen korkeussäätö jalkapolkimilla säätöalueelle 54–89 cm. Vaunuun kuuluu lämpöeristetyt pehmusteet ja tyyny. Kaiteiden ohjaus toimii helposti molemmista päistä.

Vaunun runko on ruostumatonta terästä ja epoksimaalipinnoitettua. Vaunussa on vakiona kestävät ja laadukkaat 150 mm vesitiiviit pyörät sekä suuntapyörälukitus keventämään ja helpottamaan käytäväkuljetuksia osastolla. Vaunu voidaan kallistaa tyhjennysasentoon kaasujousella sekä siitä löytyy poistoletku säilytys- ja valumisenestokoukuilla.

Tekniset tiedot ja ominaisuudet

Päämateriaali	Ruostumaton teräs, epoksinnoitettu
Korkeudensäätöalue	54–89 cm
Leveys makuutaso	66 cm
Leveys ulkoreunat	78 cm
Pituus makuutaso	190 cm
Pituus ulkoreunat	204 cm
Alarungon leveys	72 cm
Alarungon pituus	114 cm
Kaiteiden kääntökulma	0–190°
Tyhjennysasennon kääntökulma	0–6°
Paino	74 kg
Kuormitettavuus	190 kg
CE-merkintä	Kyllä (Tämä laite on CE-merkitty lääkinällinen laite MDR 2017/745 class 1)
Takuu	2 vuotta
Valmistusmaa / Valmistaja	Suomi / Lojer Oy

