

# Duschvagn 4310 Veera

Robust och lättanvänd



Den stabila duschvagnen har hydraulisk höjdjustering med fotpedaler och kan justeras mellan 54 och 89 cm. Vagnen har värmeisolerad stoppning och kudde. Det är enkelt att styra räcken från båda ändarna.

Vagnens stomme är av rostfritt stål och epoxibelagd. Vagnen levereras som standard med hållbara och högkvalitativa 150 mm vattentäta hjul och riktningshjullåsning för att göra den enklare att transportera i korridorer på avdelningen. Vagnen kan lutas till tömningsläge med en gasfjäder och har en dräneringsslang med krokarna för förvaring och avrinningshinder.

## Tekniska data och funktioner

Huvudmaterial	Ros/ritt stål, epoxy-belagt
Höjjustering	54–89 cm
Bredd	66 cm
Bredd max.	78 cm
Längd	190 cm
Total längd	204 cm
Underramens bredd	72 cm
Underramens längd	114 cm
Justeringsvinkel sidogrindar	0–190°
Tömningsvinkel	0–6°
Vikt	74 kg
Maximal belastning (SWL)	190 kg
CE-märkning	Ja (Enheten är en CE-märkt medicinteknisk produkt enligt MDR 2017/745 klass 1)
Garanti	2 år
Tillverkningsland / Tillverkare	Finland / Lojer Oy

