

NOVA™

Lojer Merivaara Nova potilaspöytä



Nova-potilaspöytä on käytännöllinen ja tyylikäs hoidon apuväline sairaala- ja hoitokotikäyttöön. Samaa pöytää voidaan käyttää vaivattomasti sängyn molemmilla puolilla, sillä laatikostot ovat läpimenevät. Pöytää on kevyt käsitellä ja sen puhtaanapito on helppoa. Herkkäliikkeisten pyörien ansiosta pöydän liikuttelu käy kevyesti ja äänettömästi.

Värinä pöydässä on vaaleanharmaa melamiini ja lisävarusteena saatavilla pyökipetsattu melamiini. Pöydän pyöristetyt kulmat ja luotettavat toimintamekanismit varmistavat turvallisen käytön. Hyvin tasapainotetun rakenteen ansiosta pöydän käyttäminen on turvallista myös luku- ja ruokailutason kanssa. Luku- ja ruokailutason kulma on säädettävissä.

Saatavilla myös Nova-yöpöytä 2670, jossa ei ole luku- ja ruokailutasoa. Valikoimassa on myös erillinen luku- ja ruokailutaso 2680, jolla on oma jalusta.

Tekniset tiedot ja ominaisuudet	
Runko	Eloksoitua alumiiniprofiilia ja komposiittimuovia
Kokonaisleveys (ruokailutaso alaskäännettynä)	66 cm
Pöytätason korkeus	86,2 cm malli 2670: 79,4 cm
Pöytätason leveys	48 cm
Laatikosto (l x s)	46 x 39 cm
Kansilevy (l x s)	48 x 37,5 cm
Ruokalevyn mitat	36 x 53 cm
Ruokalevyn korkeudensäätö	78–106 cm
Pyörät	Kaksoispyörät 75 mm, erillislukittavat malli 2670: Kaksoispyörät 50 mm, erillislukittavat
Ruokalevyn maksimikuormitus Safe Working Load (SWL)	10 kg
Paino	33 kg malli 2670: 25 kg
Luku- ja ruokailutaso	Komposiittimuovia
Laatikot	Melamiinia
Ylätason suojakansi (lisävaruste)	ABS-muovia

Tehdasasenteiset optiot ja muut lisävarusteet



2660
pyökipetsattu melamiini



2670
Ilman luku- ja ruokailutasoa



2680
Luku- ja ruokailutaso pyörillä



Ylätason suojakansi

Ylälaatikko on saatavilla myös lukittavana versiona.

