

ScanAfia X ICU L sairaalasänky

Saatavilla myös konepestävä versio



Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Erittäin suuri kuormitettavuus: SWL 340 kg
2. Suurten kaksoispyörien (150 mm) ja kevyen rakenteen ansiosta erittäin kevyt liikutella
3. Jopa 20° anti-Trendelenburg ja Trendelenburg-säätö
4. Integroitu makuutason pidennys

ScanAfia X ICU L -sairaalasänky soveltuu kattavasti eri sairaalaosastojen käyttöön. Sängyn poikkeuksellisen laaja korkeudensäätöalue helpottaa hoitajan ergonomiaa ja tukee asiakkaan omatoimisuutta. Käsiohjaimen lisäksi vakiona oleva hoitajaohjauspaneeli mahdollistaa sängyn toimintojen lukitsemisen potilaalta sekä sähköisiä erikoistoimintoja kuten Trendelenburg-, CPR-, ja sydänasennot. Selkäosan liukumekanismi estää potilaan liukumisen sängyn jalkopäätyn ja parantaa käyttömukavuutta. Sängyn päissä olevat pikalukot mahdollistavat nopean päätyn irrottamisen hätätilanteissa. Peräti 340 kg Safe Working Loadista (SWL) huolimatta ScanAfia X ICU L on kevyt ja vakiona olevien 150 mm kaksoispyörien ansiosta helposti liikuteltava sänky.

Sänky on suunniteltu pitkäikäiseen käyttöön suomalaisessa sairaalaympäristössä, ja sitä on saatavana sekä 80 että 90 cm leveänä. Tästä sairaalasängyn mallista on myös pestävä versio, johon on saatavilla pesulaskuri.

Tekniset tiedot ja ominaisuudet	
Kokonaisleveys kaiteilla	89,5 cm / 99,5 cm
Makuutason leveys	80 cm / 90 cm
Kokonaispituus	217 cm (makuutaso pidennettynä 245 cm)
Makuutason pituus	205 cm (makuutaso pidennettynä 225 cm)
Korkeuden säätöalue	34–84 cm
Suosittelava patjakoko	78 / 88 x 205 x 13 cm
Kokonaispaino (ilman päätyjä, kaiteita ja lisävarusteita)	115 kg / 80 cm 117 kg / 90 cm
Pyörät	Ø150 mm keskuslukittavat kaksoispyörät suuntapyörällä
Turvallinen työkuorma (SWL)	340 kg
Sähköjärjestelmä	24V
Selkäosan säätö	70°
Reisiosan säätö	30°
Pohjeosan säätö	18°
Trendelenburg / anti-Trendelenburg	20° / 20°
Irrotettavat päädyt	Valkoinen, sininen, keltainen ja vaaleanvihreä
Kaiteet	Saatavilla erilaisia vaihtoehtoja
Muut ominaisuudet	Akkuvarmennus käsiohjain hoitajapaneeli selkäosan liukumekanismi sähköinen CPR-toiminto vaimennettu manuaalinen selkäosan lasku leposidekiinnityspaikat kulmarullat
CE-merkintä	Kyllä (Laitte on CE-merkitty lääkinnällinen laite MDR 2017/745 luokan 1 mukaisesti).
Takuu	2 vuotta
Valmistusmaa	Suomi (Lojer Oy)

Tehdasasenteiset optiot:

- 5. pyörä
- Erilaiset pyöräkoot
- Pesuohjelmalaskuri
- Litiumakku (vakiona lyijyakku)
- Kromatut kaiteet ja päädyt
- Korotetut kaiteet

Muut lisävarusteet:

- Käsiohjaimen pidin
- Nousutuki
- Sängyn pääpuolen pääty
- Nesteenantoteline
- Kohottautumisteline
- Ruokailutaso
- Virtsapussiteline
- Monitori- ja kirjoitusalue
- Happipullo teline
- Lisävarustekisko

