

ScanAfia X ICU L sjukhussäng

Finns även som maskintvättbar version



Huvudfunktioner:



1. Hög Safe Working Load (SWL) 340 kg
2. Mycket lättmanövrerad tack vare stora dubbelhjul (150 mm)
3. Imponerande 20° anti-Trendelenburg- och Trendelenburgjustering
4. Integrerad förlängning av madrassplattformen

Sängen ScanAfia X ICU L är ett tryggt val för sjukhusets alla olika vårdavdelningar. Den erbjuder kvalitet och funktionalitet till ett bra pris. ScanAfia X ICU L uppfyller också kraven i standarden EN 60601-2-52:2010 för sjukvårdssängar.

Sjukhussängen ScanAfia X ICU L klarar laster upp till 340 kg (SWL), men är fortfarande lätt och enkel att manövrera tack vare dubbelhjulen på Ø150 mm. Sängen har designats med tonvikt på ergonomi för vårdpersonalen och komfort och tillgänglighet för patienten. Den exceptionellt låga minimihöjden underlättar personalens arbete och gör det lättare för patienter att ta sig i och ur sängen. Ryggsektionens glidmekanism förbättrar också patientkomforten. Sängen har även ett mycket stort elektriskt justeringsintervall för Trendelenburg/anti-Trendelenburg. ScanAfia X ICU L-sängens standardfunktioner inkluderar också sköterskepanel, elektrisk CPR-funktion, glidmekanism för ryggsektion och batteribackup. Dessutom finns ett stort utbud av kvalitetstillbehör. Vår mångåriga erfarenhet av att designa och tillverka sjukhussängar är en garanti för ScanAfia X ICU L-sängens långa livslängd och minimala underhållsbehov.

Tekniska data och egenskaper

Total bredd (med grindar)	89,5 cm / 99,5 cm
Bredd på patientens yta	80 cm / 90 cm
Total längd	217 cm (utökad 245 cm)
Längd på patientens yta	205 cm (förlängd 225 cm)
Höjdstyring	34–84 cm
Rekommenderad madrassstorlek	78 / 88 x 205 x 13 cm
Totalvikt (utan grindar)	115 kg / 80 cm 117 kg / 90 cm
Hjul	Ø150 mm centrallåsande tvillinghjul med styrhjul
Säker arbetsbelastning (SWL)	340 kg
Elektriskt system	24V
Justering av ryggsektion	70°
Justering av bensektion	30°
Justering av vadssektion	18°
Trendelenburg / anti-Trendelenburg	20° / 20°
Avtagbara sänggavlar	Vit, blå, gul och ljusgrön
Grindar	Olika alternativ tillgängliga
Andra funktioner	Batteribackup handkontroll sjuksköterskekontrollpanel glidmekanism för ryggsektionen elektrisk HLR-funktion manuell nödsänkning av ryggsektionen fäste för stödbälten avvisarhjul
CE-märkt	Ja
Garanti	2 år
Tillverkningsland	Finland (Lojer Oy)

Fabriksmonterade tillval:

- 5:e hjul
- Olika hjulstorlekar tillgängliga
- Tvättcykelräknare
- LED- eller litiumjonbatteri
- Kromade grindar och sänggavlar
- Höjda grindar

Övriga tillbehör:

- Hållare för handkontroll
- Uppresningsstöd
- Huvudgavel (huvudsektion)
- Fäste för IV-stativ i fotänden
- Lyftbåge med triangelhandtag
- Matbricka
- Hållare för urinpåse
- Hållare för dräneringspåse
- Tillbehörskorg (fotgavel) och nedre ram stor och liten
- Monitorbord
- Skrivplatta
- Vadderat överdrag för grindar, i ett stycke
- Hållare för syrgasflaska
- Grindförlängning till 3/4 grind
- Skena för tillbehör

