

ScanAfia X ICU L sykehusseng

Finnes også i en maskinvaskbar versjon



Hovedfunksjoner:



1. Svært høy lastekapasitet: SWL 340 kg
2. Store doble hjul (150 mm) og lett konstruksjon gjør sengen enkel å manøvrere
3. Imponerende 20° anti-Trendelenburg- og Trendelenburg-justering
4. Integriert forlengelse av madrassplattformen

ScanAfia X ICU L-sykehussengen er svært godt egnet for en rekke ulike sykehusavdelinger. Sengen har et enestående høydejusteringsområde som forbedrer ergonomien for helsepersonell og støtter pasientens selvstendighet. I tillegg til håndkontrollen gjør sykepleierpanelet (leveres som standard) det mulig å låse sengens funksjoner slik at pasienten ikke kan bruke dem. Panelet muliggjør også spesialiserte elektroniske funksjoner, inkludert Trendelenburg-, CPR- og hjerteposisjonene. Skyvemekanismen i ryggseksjonen forhindrer at pasienten glir mot fotenden av sengen og forbedrer komforten. Hurtigutløserlåsene ved hode- og fotenden gjør det mulig å raskt fjerne endegavlene i nødsituasjoner. Til tross for den betydelige sikre arbeidsbelastningen (SWL) på 340 kg, gjør de standard 150 mm doble hjulene ScanAfia X ICU L enkel og lett å flytte på.

Sengen er designet for langtidsbruk i sykemiljø og leveres med en bredde på 80 cm eller 90 cm. En vaskbar versjon av denne sykehussengmodellen er også tilgjengelig, komplett med en teller for vaskesykluser.

Tekniske data og egenskaper	
Total bredde (med sidegrinder)	89.5 cm / 99.5 cm
Bredde på pasientoverflaten	80 cm / 90 cm
Total lengde	217 cm (forlenget 245 cm)
Lengden på pasientens overflate	205 cm (forlenget 225 cm)
Høydejustering	34–84 cm
Anbefalt madrassstørrelse	78 / 88 x 205 x 13 cm
Total vekt (uten sidegrinder)	115 kg / 80 cm 117 kg / 90 cm
Hjul	Hjul Ø150 sentrallåste hjul
Sikker arbeidsbelastning (SWL)	340 kg
Elektrisk system	24V
Justering av ryggseksjonen	70°
Justering av lårseksjonen	30°
Justering av kalveseksjonen	18°
Trendelenburg / anti-Trendelenburg	20° / 20°
Avtakbare sengegavler	Hvit, blå, gul og lysegrønn
Grindar	Ulike alternativer tilgjengelig
Andre funksjoner	Håndkontroll Søsterpanel skyvemekanisme i ryggseksjonen elektrisk CPR-funksjon manuell nødsenkning av ryggseksjonen festekroker for støttebelter hjørnebeskyttere
CE-merket	Ja
Garanti	2 år
Produksjonsland	Finland (Lojer Oy)

Fabrikkmontert tilleggsutstyr:

- 5. hjul for enklere manøvrering
- Ulike hjulstørrelser tilgjengelig
- Teller for vaskesykluser
- LED- eller litium-ion-batteri
- Forkrommede sengehester og endegavler
- Hevede sengehester

Annet tilbehør:

- Holder for håndkontroll
- Støttehåndtak / gripehåndtak
- Hodegavl
- Infusjonsstativ (IV-stativ)
- Løftebøyle
- Serveringsbord / overbedsbord
- Urinposeholder
- Monitor- og skriveplate
- Holder for oksygenflaske
- Tilbehørsfeste / monteringsskinne

