

Säädettävä potilastuoli 6801

Uudistunut korkean hygienian potilastuoli



Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Laajat säätöalueet (säädettävät selkäosa, pohjeosa, päätuki ja korkeus)
2. Helposti puhdistettava korkean hygienian tuoli
3. Miellyttävä istua muotoiltujen verhoilujen ansiosta

Uudistunut korkean hygienian potilastuoli 6801 on suunniteltu tutkimuksiin, näytteenottoihin ja potilasiirtoihin. Tuolin istuimen muotoiluun, säädettävyyteen ja ergonomiaan on kiinnitetty erityistä huomiota niin hoitajan kuin potilaan näkökulmasta. Istuinverhoilu on erittäin kulutuskestävää kangasta, joka on helposti puhdistettavaa, vedenpitävää ja kestää erinomaisesti desinfiointiaineita. Halkaisijaltaan 125mm pyörien ansiosta tuolin liikuteltavuus on erinomainen. Haastavampiin olosuhteisiin – kuten esimerkiksi ulkokäyttöön – voi tuoliin valita lisävarusteina saatavat Ø 300mm etupyörät.

Tuolin portaattomat selkä- ja jalkaosan säädöt helpottavat hoitotyötä. Tuoli kallistuu täyteen makuuasentoon kevyesti kaasujousien keventämänä ja sitä voidaan hydraulisesti nostaa haluttuun korkeuteen.

Tekniset tiedot ja ominaisuudet	
Kokonaisleveys	67 cm
Korkeudensäätö (tuolin etureunasta)	51–81 cm
Istuimen leveys (käsinöjien sisävälillä)	47 cm
Istuimen syvyys	46 cm
Selkäosan kallistus	90°
Pohjeosan säätö	90°
Pääosan korkeussäätö	9 cm
Pyörät	Yksittäislukittavat pyörät Ø125 mm suuntapyörällä
Kuormitettavuus Safe working load (SWL)	150 kg
Paino	72 kg
Runko	Korkean hygienian epoksijauhemaalattu teräsrunko
Verhoilu	Korkean hygienian saumaton verhoilu
Muut ominaisuudet	Kääntyvä jalkalauta kääntyvät käsituot (5 asentoa pikalukolla) ergonomisesti muotoillut verhoiluosat niskatyyny hygieeniset nupit ja kahvat
CE-merkintä	Kyllä
Takuu	2 vuotta
Valmistusmaa	Suomi

Tehdasasenteiset optiot:

- Pohjetuen säädettävyys (pituussäätö) 130 mm

Muut lisävarusteet:

- Näytteenottokäsituki
- Näytteenottoon kestävä hygieeninen tyyny 35x45cm (50045)
- Nesteenantoteline ja adapteri
- Isot kiinteät Ø 300 mm pyörät eteen

