

OPTIMA™

Lojer Merivaara Optima synnytyssänky



LOJER®

For Easy
Care



OPTIMA™



Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Mahdollistaa monipuoliset synnytysasennot
2. Kätilö pääsee lähelle synnyttäjää kaikissa asennoissa
3. Suunniteltu kaikkiin synnytyksen vaiheisiin

Ergonominen, turvallinen ja siirreltävä Optima synnytyssänky on tarkoitettu kaikkiin synnytyksen vaiheisiin, ja myös erikoishoitotoimenpiteet ovat mahdollisia. Optima on säädettävissä pitkäksi vuoteeksi kevyesti ja helposti. Optima sängyn suunnittelussa on keskitytty erityisesti tuotteen hyvään ergonomiaan, turvallisuuteen sekä liikuteltavuuteen.

Optimaa on mahdollista säätää moniin eri synnytys- ja lepoasentoihin synnyttäjän olon helpottamiseksi ja optimaalisten olosuhteiden luomiseksi. Kätilö pääsee lähelle synnyttäjää kaikissa asennoissa, mikä edistää turvallisuutta ja ergonomiaa. Sängyssä on Trendelenburg-säätö. Optima on helposti puhdistettavissa. Sänkyä voidaan käyttää myös kuljetukseen sairaalan sisällä sekä se toimii synnytystuolina.



Jalkaosan kallistus lisää asennon vaihtelumahdollisuuksia. Jalkaosaa voidaan siirtää sisään/ulos.



Erittäin kevyttä mutta tukevaa jalkaosaa on helppo liikutella ja liu'uttaa sängyn alle yhdessä patjan kanssa, mikä nopeuttaa työskentelyä ja tekee siitä entistä ergonomisempaa. Korkeussuunnassa säädettävän jalkaosan kuormitettavuus (SWL) on 80 kg.



Sängyn alla oleva ruostumattomasta teräksestä valmistettu allas voidaan työntää jalkaosan alle ja vetää tarvittaessa taas ulos.



Sekä polvivaivetuet että tukikaari voidaan kiinnittää istuinsaan ainutlaatuisella patentoidulla lukitusmekanismilla. Lisäksi jalkatukia voidaan käyttää kiinnitettynä jalkaosaan, mikä mahdollistaa erilaisia asentoja.



Sähkötoiminen ja manuaalinen Trendelenburg parantaa potilasturvallisuutta.



Uudelleen muotoiltu, tyylikäs ja entistä hygieenisempi kaidevaihtoehto.

ESIMERKKEJÄ SYNNYTYSASENNOISTA



Istuma-asento

Hyödyt:

- Tehokas, ergonominen ponnistusvaiheen asento
- Optimoii painonjakauman ja auttaa lantiota avautumaan synnyttämisen helpottamiseksi

Optiman ominaisuudet:

- Muotoillut jalkatuet
- Käsikahvat ponnistusten tehostamiseksi
- Jalkaosassa runsaasti säätömahdollisuuksia synnytyksen edistämiseksi ja kättilön työergonomian parantamiseksi



Pystyasento ja tukikaari

Hyödyt:

- Optimoii painonjakauman ja auttaa lantiota avautumaan synnyttämisen helpottamiseksi
- Lantion alueen rentoutuminen helpottaa synnytystä
- Toimii myös yhdessä esimerkiksi voimistelupallon kanssa

Optiman ominaisuudet:

- Tukikaari käsivarsien tukena
- Sisään liukuva jalkaosaa tuo lisätilaa
- Tukikaarta voidaan käyttää myös kohottautumistukena



Lateraalinen asento

Hyödyt:

- Helpottaa rentoutumista supistus- ja ponnistusvaiheiden välillä
- Vähentää painetta lantionpohjan alueella ja lisää kohtuun ja sikiöön suuntautuvan veren virtausta
- Ergonominen asento kaiken kokoisille äideille

Optiman ominaisuudet:

- Jalkatuet säädettävissä moneen asentoon
- Kätevä patentoitu lukitusmekanismi



Polviasento

Hyödyt:

- Vähentää painetta pallean alueella ja edistää veren virtausta supistuviin lihaksiin
- Helppo löytää mahdollisimman mukava lantion asento

Optiman ominaisuudet:

- Istuin- ja selkäosa säädettävissä moniin asentoihin
- Sisään liukuva jalkaosa tuo lisätilaa potilaan ja synnytysängyn ympärille



Lisävarusteet



Polvitaivetuet, pari
A23553



Jalkatuet
A42559000



Nesteenantoteline
4-koukkuinen
100000499



Kohottautumisteline
A41884100



Tukikaari
A42749500



Sivukaiteet
A42200100



Sivukaiteet
A42718200



Sängynpääty, taittuva
A41935200



Sängynpääty
100009890



Monitoritaso
128009769



Kori patjasarjalle
10003974



Potilaspaperiteline
128009784



Koukku
sähköjohdolle
A41987307



Jalkaohjain
A42471800



Potilaspaneeli ja alusvalo A43192000



Ohjauspaneeli ACO
A42471700
Mahdollisuus lukita
sähkötoimisia säätöjä.

Potentiaalintasaus
A41988100

Tekniset tiedot ja ominaisuudet	
Kokonaisleveys	1000 mm
Makuutason leveys	780 mm
Kokonaispituus min - max	1650–2210 mm
Makuutaso min - max	1300–2210 mm
Korkeussäätö	580–955 mm
Potilaan enimmäispaino	190 kg
Kuormitettavuus (SWL)	230 kg
Jalkaosan kuormitettavuus (SWL)	80 kg
Trendelenburg	12°
Selkäosan säätö	0–75°
Jalkaosan korkeussäätö	0–250 mm
Jalkaosan kulmasäätö	0–16°
Pyörät	Keskuslukittavat 150 mm jarrukaarella
Käsiohjain	Kyllä
Paino	165 kg
Valmistusmaa	Suomi
CE-merkitty	Kyllä
Takuu	2 vuotta

Tekniset vakio-ominaisuudet:

- Rungon väri: maalattu hopea
- Gyneallas 12 litraa
- Keskuslukitus
- Sisään/ulos työnnettävä jalkaosa sekä kallistus
- Lisävarustelukko polvituelle
- Akkukäyttö
- Saatavilla erikseen Optimaan suunnitellut patjat, joiden päällinen on PU-pinnoitettua hygieenistä kangasta ja sisus vaahtomuovioa (40 kg/m³)

