

FUTURA PLUSTM

Lojer Merivaara Futura Plus hydraulinen sairaalasänky



Kuvan tuotteessa
lisävarusteita



Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Ergonomiaa tukeva ja liukuva selkäosa
2. Helppokäyttöinen hydraulisäätö
3. Mukava ja luotettava perussänky

Merivaara-sängyn myydyin klassikko on ergonominen, helppokäyttöinen ja luotettava. Se on kestävä potilassänky sairaala-, vanhainkoti- sekä hoitokotikäyttöön.

Sänky täyttää sairaalasängylle asetetun IEC 60601-2-52-standardin vaatimukset. Futura Plus sänkyä on saatavana hydraulisesti säädettävänä malleina. Sänkyä on helppo ja mukava käyttää. Liukuva ja ergonominen selkäosa on mukava potilaalle.

Mallisto:

- 2-osainen makuutaso (200 x 81 cm), jossa hydraulinen korkeuden ja selkäosan säätö
- 3-osainen makuutaso (200 x 81 cm), jossa hydraulinen korkeuden sekä selkä- ja jalkaosan säätö



Sängyn turvallisuutta lisää kaasuväestöinen Trendelenburg-säätö.



Merivaaran Futura Plus -sänky on ollut käytössä useissa maissa jo yli 20 vuoden ajan.



Sänkyyn on saatavana valinnaisia lisävarusteita, jotka auttavat potilasta siirtymään sänkyyn ja sängystä pois omatoimisesti.



Sängyn pääpuoleen kiinnitetyt lisävarusteet eivät liiku selkäosan mukana.



Liukuva selkäosa on mukava potilaalle. Sänkyyn kuuluu irrotettavat ja helposti puhdistettavat makuutason pohjalevyt, jotka on valmistettu ABS-muovista.



Sängyn selkäosaa säädetään kaasujousiväestöisellä.

Tekniset tiedot ja ominaisuudet	
Kokonaispituus	2225 mm
Kokonaisleveys kaiteilla	912 mm
Makuutason leveys	812 mm
Makuutason pituus	2001 mm
Korkeuden säätöalue	450–840 mm
Suosittelava patjakoko	80 x 200 cm
Pyörät	Ø150 mm keskuslukittavat pyörät: 2 pedaalia ja jarrukaari jalkopäässä
Suurin sallittu potilaspaino	170 kg
Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL)	230 kg
Trendelenburg/Anti-Trendelenburg	26° / 12°
Selkäosan säätö	0–70°
Jalkaosan säätö	0–38°
Muut vakio-ominaisuudet	Pohjalevyt ABS-muovia (ilmastoivat ja irrotettavat) kulmarullat paikka lepositeille pystysuora nousuliike eri osien samanaikainen liikkuminen (esim. nosto ja selkäosa)
CE-merkintä	Kyllä (Tämä laite on CE-merkitty lääkinnällinen laite MDR 2017/745 class 1)
Takuu	2 vuotta
Valmistusmaa	Suomi

Tehdasasenteiset optiot:

- Irrotettava sängynpääty: valkoinen.
Muut värit vaaleansininen, vaaleanvihreä, pyökki tai koivu. Kehysputki kromattu tai epoksoitu harmaa.
- Petaustaso / alastaittuva sängynpääty: valkoinen. Muut värit vaaleansininen, vaaleanvihreä, pyökki tai koivu.
Kehysputki kromattu tai epoksoitu harmaa.
- Pitkät kokoontaittavat sivukaiteet: kromattu
- 3/4-mittaiset kokoontaittavat kaiteet: kromattu
- Trendelenburg
- 2 jarrupedaalia sekä pää- että jalkopäässä
- Keskuslukittavat Ø150 mm kaksoispyörät, suuntapyörä antistaattinen
- Kohottautumisteline
- Nousu-/siirtymistuki
- Adapteri nousutuelle
- Happipulloteline 5 kg

Muut lisävarusteet:

- Potilaspaperikori sängynpäätyyn
- Monitori- / kirjoitustaso
- Nesteentoteline 4-koukkuinen
- Nesteentoteline kohottautumistelineeseen kiinnitettävä
- Dreenipussiteline
- Virtsapulloteline

