

FUTURA PLUS™

гидравлическая больничная кровать Lojer Merivaara



Фото изделия включает дополнительные опции



Основные характеристики:

1. Долговечная конструкция рамы
2. Удобная и надежная кровать

Бестселлер Merivaara, классическая кровать Futura Plus обеспечивает комфорт и надежность. Разработанная и изготовленная в Финляндии, это долговечная, больничная кровать для использования в больницах, хосписах, домах престарелых.

Новая Futura Plus также соответствует новым стандартам для медицинских кроватей IEC 60601-2-52. Модельный ряд представлен как электрическими, так и гидравлическими кроватями, предлагая широкий выбор дополнительных опций и аксессуаров:

Модельный ряд

- 2 секции (200x81 см.), гидропривод высоты, пневмопривод спинной секции
- 3 секции (200x81 см.), гидропривод высоты, пневмопривод спинной и ножной секций



Пневмопривод регулировки Тренделенбург.



Кровать Futura Plus успешно используется во многих странах мира более 20 лет.



Большой выбор принадлежностей для позиционирования пациента.



Принадлежности, расположенные со стороны спинной секции, не перемещаются при ее регулировке.



Обновленная модель спинной секции с продольным смещением для комфортного позиционирования пациента. Съемные секции ложа из ABS пластика.



Модели спинная и ножная секции регулируется при помощи пневмопривода.

Технические характеристики	
Общая длина	2225 мм.
Общая ширина	912 мм.
Ширина ложа	812 мм.
Длина ложа	2001 мм.
Диапазон регулировки высоты	450 - 840 мм.
Рекомендованный размер матраца	80 x 200 см.
Колеса	150 мм., с центральной блокировкой, 2 педали над колесами, единая педаль с ножного торца
Максимальный вес пациента	170 кг.
Безопасная рабочая нагрузка	230 кг.
Тренделенбург/антиТренделенбург	26° / 12°
Регулировка спинной секции	0 - 70°
Регулировка ножной секции	0 - 38°
Другие характеристики	Секции ложа из ABS пластика (вентилируемые, съемные) 4 бампера отверстия для установки ремней фиксации вертикальный подъем совместная регулировка различных функций (например, высоты и спинной секции)
Сертификат CE	Да
Гарантия	2 года
Страна производства	Финляндия (Lojer Oy)

Опции, устанавливаемые на заводе:

- Торец съемный, хромированный или крашенный.
Цвет вставки торца: белый, голубой, зеленый, бук или береза.
- Торец съемный наклоняемый (служит как дополнительный столик).
Хромированный или крашенный.
Цвета вставки торца - белый, голубой, зеленый, бук или береза.
- Боковые ограждения, хромированные, односекционные, складывающиеся.
- Боковые ограждения, хромированные, складывающиеся, на 3/4 длины.
- Адаптер для упора пациента
- Тренделенбург
- 4 педали "бабочки"
- Колеса двойные 150мм. с центральной блокировкой
- Дуга для активации
- Упор для пациента
- Держатель кислородного баллона на 5 кг.

Другие аксессуары:

- Корзина для журналов
- Стенд для монитора
- Инфузионная стойка с 4 крючками или вариант стойки с креплением на дуге для активации
- Держатель дренажных мешков
- Держатель мочеприемника

