

4040X-yleistutkimuspöytä

Turvallinen ja monipuolinen yleistutkimuspöytä



Kuvan tuotteessa
lisävarusteita

Tärkeimmät ominaisuudet:

1. Erityisen suuri korkeudensäätöalue 40–95 cm
2. Optiona saatava kaksiosainen handsfree-jalkaohjain (korkeussäätö ja selkäosan säätö erikseen) sekä pöydän selkeä rakenne varmistavat korkean hygienian
3. Uusi turvallisuusominaisuus tunnistaa puristumistilanteen, pysäyttää liikkeen ja nostaa pöytää hieman vapauttaakseen puristuksen

4040X-yleistutkimuspöytä soveltuu tutkimuspöydäksi erilaisiin terveydenhuollon toimipisteisiin. Tutkimuspöydän rakenteen ja erittäin matalan alakorkeuden ansiosta myös lapset ja vanhukset voivat nousta pöydälle vaivattomasti. Pöydälle nousua voidaan helpottaa lisävarusteena saatavalla nousutuella. Pöytä on kevyt ja helposti liikuteltava. Pöydässä on kehittyneitä turvallisuusominaisuuksia: se nousee automaattisesti puristumistilanteessa, pöytä voidaan lukita kaikilla ohjaimilla, ja selkäosan manuaalinen hätälasku on saatavilla lisävarusteena.

Erityisen laaja korkeudensäätöalue ja suuri kuormitettavuus mahdollistavat ergonomiset työasennot ja luovat turvallisuutta potilaan tutkimus- ja siirtotilanteissa. Lisävarusteena saatavalla 2-osaisella handsfree-jalkaohjaimella pöydän korkeutta ja selkäosaa voidaan erikseen säätää jalalla molemmilta puolilta, joka vapauttaa ammattilaisen kätet hoitotyöhön. Tutkimuspöydän uusi digitaalinen ohjausyksikkö ilmoittaa huollon tarpeesta ja tutkimuspöydän etätuen ansiosta asiakas saa tarvittaessa apua nopeasti.

Saatavilla myös hydraulinen 4040XH-versio, jossa korkeudensäätö tapahtuu jalkapolkimella sekä selkäosan ja Trendelenburgin säätäminen kaasujousiavusteisesti.

Tekniset tiedot ja ominaisuudet	
Kokonaisleveys	75 cm (optiona 80 / 90 cm), 4040XH-malli: optiona 80 cm
Makuutason leveys	70 cm (optiona 80 / 90 cm), 4040XH-malli: optiona 80 cm
Kokonaispituus	200 cm
Makuutason pituus	200 cm
Kokonaispaino	108 kg
Korkeuden säätöalue pyöräkoosta ja tuotteen mallista riippuen	Vakiona 125 mm pyörällä 40–95 cm
Selkäosan pituus	70 cm
Selkäosan säätö	73°
Sähköinen Trendelenburg / anti-Trendelengburg	20° (optio)
Manuaalinen Trendelenburg	12° (optio)
Pyörät	Yksittäislukittavat Ø125 mm
Pyörät (optio)	Keskuslukittavat 125/150 mm kaksoispyörät
Muut vakio-ominaisuudet	Nesteenantotelineelle max 6 eri asennuspaikkaa pöydänlukitus kaikilla ohjaimilla paperirullateline- ja leikkuri turvallisuusominaisuus: automaattinen pöydän nousu puristumistilanteissa
Verhoilu	5 cm tai optiona paksumpi 7 cm verhoilu (*)
Turvallinen työkuorma (SWL)	225 kg
CE-merkintä	Kyllä (Tämä laite on CE-merkitty lääkinällinen laite MDR 2017/745 class 1)
Takuu	2 vuotta
Valmistusmaa/valmistaja	Suomi (Lojer Oy)

*)Useita materiaali- ja väri vaihtoehtoja, kysy lisätietoa

Tehdasasenteiset optiot:

- Käsi ohjain
- 2-osainen handsfree-jalkaohjain (korkeussäätö ja selkäosan säätö)
- 1-osainen tai 2-osainen jalkaohjain
- Manuaalinen Trendelenburg
- Sähköinen Trendelenburg ja anti-Trendelenburg sisältäen akun
- Akkukäyttö (hätkäkäyttöön)
- Keskuslukittavat 125/150 mm kaksoispyörät
- Kasvoaukko
- Selkäosan manuaalinen hätälasku

Muut lisävarusteet:

- Sivulaita
- Nesteenantoteline
- Säädettävä käsituki
- Niskatyyny
- Työntökahvat
- Adapteri lisävarusteille
- Lisävarustekisko 380 mm x 10 mm x 25 mm (max 6 kpl)
- Kaikki sivukiskoon kiinnitettävät lisävarusteet
- Anestesiakaari
- Nousutuki
- Törmäyspuskurit

