

# 4040X generell undersøkelsesbenk

Sikker og allsidig undersøkelsesbenk



Produkt vist med  
tilleggsutstyr

Hovedfunksjoner:

1. Ekstra stort høydejusteringsområde 40–95 cm
2. Et todelt handsfree-fotpedal (med separat justering av høyde og ryggstøtte) er tilgjengelig som tilvalg, og bordets åpne konstruksjon sikrer høy hygiene
3. En ny sikkerhetsfunksjon registrerer klemsituasjoner, stopper bevegelsen og hever bordet litt for å frigjøre klemmen

4040X undersøkelsesbenk egner seg som undersøkelsesbord i ulike helseinstitusjoner. Takket være konstruksjonen og den svært lave minimumshøyden kan både barn og eldre enkelt komme seg opp på benken. Tilleggsutstyret stigebøyle kan gjøre det enda enklere å komme opp. Benken er lett og enkel å flytte. Den har avanserte sikkerhetsfunksjoner: den hever seg automatisk ved klemsituasjoner, kan låses med alle kontrollene, og manuell nødsenkning av ryggdelen er tilgjengelig som tilvalg.

Det spesielt store høydejusteringsområdet og den høye lastekapasiteten gjør det mulig å jobbe ergonomisk og skaper trygghet ved pasientundersøkelser og forflytninger. Med det todelte handsfree-fotpedalet, som kan fås som tilleggsutstyr, kan både høyde og ryggdel justeres separat fra begge sider med foten, noe som frigjør hendene til pleiarbeid. Undersøkelsesbenkens nye digitale kontrollenhet varsler om behov for service, og med fjernsupport får kunden rask hjelp ved behov.

Finnes også som hydraulisk 4040XH-versjon, der høydejusteringen skjer med fotpedal, og ryggdelen og Trendelenburg-posisjonen justeres med gassfjærassistanse.

Tekniske data og egenskaper	
Total bredde	75 cm (80/90 cm valgfritt), 4040XH-modell: 80 cm valgfritt
Bredde på pasientoverflaten	70 cm (80/90 cm valgfritt), 4040XH-modell: 80 cm valgfritt
Total lengde	200 cm
Lengden på pasientens overflate	200 cm
Totalvekt	108 kg
Høydejusteringsområdet (avhenger av hjulstørrelse og produktmodell)	Standard med 125 mm hjul, 40–95 cm
Lengde ryggseksjon	70 cm
Justering av ryggseksjonen	73°
Elektrisk Trendelenburg / anti-Trendelenburg	20° (valgfritt)
Manuell Trendelenburg	12° (valgfritt)
Hjul	Individuelt låsbare Ø125 mm
Hjul (valgfritt)	Sentrallåsbare 125/150 mm dobbelt hjul
Andre funksjoner	Maksimalt 6 forskjellige monteringsposisjoner for væskebrett   Bordet kan låses fra alle kontroller   Sikkerhetsfunksjon: automatisk heving av bordet ved klemsituasjoner
Trekket	5 cm eller valgfritt tykkere 7 cm trekket (*
Sikker arbeidsbelastning (SWL)	225 kg
CE-merket	Ja (Denne enheten er et CE-merket medisinsk utstyr, MDR 2017/745 klasse 1)
Garanti	2 år
Produksjonsland	Finland (Lojer Oy)

#### Fabrikkinstallerte alternativer:

- Håndkonroll
- Todelt handsfree-fotpedal (høydejustering og ryggdeljustering separat)
- 1-delt eller 2-delt fotpedal
- Manuell Trendelenburg
- Elektrisk Trendelenburg og anti-Trendelenburg, inkludert batteri
- Batteridrift (nødbruk)
- Sentrallåsbare 125/150 mm dobbelt hjul
- Ansiktsåpning
- Manuell nødsenkning av ryggdelen

#### Annet tilbehør:

- Sidegrinder
- Infusjonsstativ
- Armstøtte
- Nakkepute
- Undersøkelleslampe
- Skyvehåndtak
- Adapter for tilbehør
- Tilbehørsskinne 380x10x25 mm (maks. 6 enheter)
- Alt tilbehør festet for tilbehørsskinne
- Anestesiramme
- Oppreisningsstøtte
- Støtfangere
- Papirrullholder med papirkutter

\*) Flere material- og fargealternativer tilgjengelig, spør for mer informasjon

