

4040X-Undersökningsbänk

Säker och mångsidig undersökningsbänk



Tillbehör på bilden
av produkten

Viktiga egenskaper:

1. Särskilt stort höjdjusteringsområde 40–95 cm
2. Som tillval finns en tvådelad handsfree-fotkontroll (separat justering för höjd och ryggstöd), och bordets tydliga konstruktion säkerställer hög hygiennivå
3. En ny säkerhetsfunktion känner av klämsituationer, stoppar rörelsen och höjer bordet något för att frigöra klämningen

4040X undersökningsbänk lämpar sig som undersökningsbord i olika hälso- och sjukvårdsenheter.

Tack vare bänkens konstruktion och mycket låg minimihöjd kan både barn och äldre enkelt ta sig upp på bänken. Uppstigningen kan underlättas med ett extra tillbehör – ett stödstativ. Bänken är lätt och enkel att flytta. Den har avancerade säkerhetsfunktioner: den höjs automatiskt vid klämsituationer, kan låsas med alla reglage, och manuell nödsänkning av ryggstödet finns som tillval.

Det särskilt stora höjdjusteringsområdet och den höga bärförmågan möjliggör ergonomiska arbetsställningar och skapar trygghet vid patientundersökningar och förflyttningar. Med den tvådelade handsfree-fotkontrollen, som finns som tillval, kan bordets höjd och ryggstöd justeras separat från båda sidor med foten, vilket frigör vårdpersonalens händer för patientarbetet. Undersökningsbänkens nya digitala styrpanel informerar om när service behövs, och tack vare fjärrsupport kan kunden snabbt få hjälp vid behov.

Finns även som hydraulisk version 4040XH, där höjdjusteringen sker med fotpedal och ryggstödet samt Trendelenburg-läget justeras med gasfjäderassistans.

Teknisk specifikation och egenskaper	
Totalbredd	75 cm (80 / 90 cm som tillval), 4040XH-modell: 80 cm som tillval
Bredd på patientens yta	70 cm (80 / 90 cm som tillval), 4040XH-modell: 80 cm som tillval
Totallängd	200 cm
Längd på patientens yta	200 cm
Totalvikt	108 kg
Höjjusteringsområdet (beror på hjulstorlek och produktmodell)	Som standard med 125 mm hjul, 40–95 cm
Längd ryggdel	70 cm
Justering av ryggdel	73°
Elektronisk Trendelenburg / anti-Trendelenburg	20° (tillval)
Manuell Trendelenburg	12° (tillval)
Hjul	Individuellt låsbara Ø125 mm
Hjul (tillval)	Centrallåsbara 125/150 mm dubbelhjul
Andra standardfunktioner	Maximalt 6 olika monteringspositioner för vätskebrickan Bordet kan låsas från alla reglage Säkerhetsfunktion: automatisk höjning av bordet vid klämsituationer
Klädsel	5 cm eller som tillval tjockare 7 cm stoppning (*)
Säker arbetsbelastning (SWL)	225 kg
CE-märkt	Ja (Denna enhet är en CE-märkt medicinteknisk produkt, MDR 2017/745 klass 1)
Garanti	2 år
Tillverkningsland /Tillverkare	Finland (Lojer Oy)

*) Flera material- och färgalternativ finns, vänligen fråga för mer information

Fabriksmonterade tillval:

- Handkontroll
- Tvådelad handsfree-fotkontroll (höjjustering och ryggstöjustering separat)
- En- eller tvådelad fotkontroll
- Manuell Trendelenburg
- Elektronisk Trendelenburg och anti-Trendelenburg, inklusive batteri
- Batteridrift (nödanvändning)
- Centrallåsbara 125/150 mm dubbelhjul
- Ansiktsöppning
- Manuell nödsänkning av ryggstödet

Tillbehör:

- Grindar
- Droppställning
- Armstöd
- Nackstöd
- Undersökningsbelysning
- Handtag för förflyttning
- Adapter för extrautrustning
- Tillbehörsskena 380 mm x 10 mm x 25 mm (max 6 st.)
- Alla tillbehör som kan fästas på sidokenan
- Anestesibåge
- Uppresningsstöd
- Stötfångare
- Pappersrullhållare och -skärare

