LOJER®

Lojer ja Merivaara

SAIRAALAKALUSTEET



Terveydenhuollon ratkaisuja, jotka ymmärtävät arkeasi.



SISÄLLYSLUETTELO

Lojer Medical Service -huoltopalvelut **5**

Sairaalasängyt **6**
- Scanafia X ICU L -sairaalasänky 7
- Scanafia XS -sairaalasänky 9
- Carena Plus -sairaalasänky 11
- Yleisimpiä lisävarusteita sairaalasänkyihin 13

Potilaspaarit **15**
- Emergo-potilaspaari 16

Vauva- ja synnytyssängyt **18**
- 381-vauvasänky 19
- Optima-synnytyssänky 20

Tutkimuspöydät ja -tuolit **22**
- 4040X-yleistutkimuspöytä 23
- 4040XL-yleistutkimuspöytä 25
- Capre EX2 -tutkimuspöytä 27
- 4050X gynekologinen yleistutkimuspöytä 29
- Afia 4060 -gynekologinen tutkimustuoli 31

Tutkimus- ja hoitotuolit 33
- Capre RC -toipumistuoli 34
- Capre MC -monitoimituoli 36
- 6801 säädettävä potilastuoli 38
- 6700 geriatrinen tuoli 40

Verhoilun materiaalit ja värimallit **42**

Sairaalavaunut **44**
- Esimerkkejä vaunuvalikoimista 45
- Yleisimpiä lisävarusteita 46

Instrumenttivaunut ja säkkitelineet **47**
Potilas- ja yöpöydät **51**
Suihkukalusteet **54**
Patjat **56**
Nesteenantotelineet **60**
Potilassermit **62**
Tutkimus- ja kirurgiset valaisimet **64**
Työtuolit **66**
Lojer-symbolit **70**


HOSPITAL & NURSING

SURGERY

LOJER®

SERVICE

PHYSICAL THERAPY EQUIPMENT



Lojer Group – Suomesta maailmalle, hoitotyön hyväksi yli sadan vuoden kokemuksella

Lojer Group on Pohjoismaiden suurin sairaala- ja hoitokalusteiden valmistaja sekä vastuullinen terveydenhuollon ratkaisujen kehittäjä. Yli sadan vuoden kokemus, jatkuva tuotekehitys ja asiakaslähtöinen toimintatapa tekevät meistä luotettavan kumppanin hoitotyön kaikissa vaiheissa. Tuotteemme helpottavat hoitohenkilöstön työtä, lisäävät potilasviihtyvyyttä ja kestävät vaativassakin käytössä vuodesta toiseen. Olemme ylpeästi suomalainen yritys ja merkittävä työllistäjä. Meitä on jo 260 ammattilaista!

Valmistettu Suomessa – käytössä ympäri maailman

Lojer-konserniin kuuluvat Lojer Oy ja Merivaara Oy. Valmistamme tuotteita Lojerin ja Merivaaran tehtaissa Sastamalassa, Hollolassa ja Kempeleessä. Konserniimme kuuluvat myös myyntiyhtiöt Medema Ruotsissa, Fysiopartner Norjassa, Merivaara AB Ruotsissa ja Lojer Medical LLP Kazakstanissa. Palvelemme yhdessä asiakkaitamme jo yli 115 maassa.

Vastuullisuus näkyy teoissa

Vastuullisuus on meille tekoja, ei pelkkiä sanoja. Käytämme tuotannossamme hiilineutraalia sähköä ja tavoitteenamme on olla täysin hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä (Scope 1-3). Pitkäikäiset asiakassuhteet ja reilu yhteistyö ovat osa arkea, jossa pidämme huolta niin ihmisistä kuin ympäristöstä.

Lojer-tuotteille on myönnetty Avainlippu-merkki. Se kertoo, että tuotteet on valmistettu Suomessa ja että niiden kotimaisuusaste on vähintään 50 %. Avainlippu on luotettavuuden ja suomalaisen työn tunnus – se viestii asiakkaillemme laadusta, vastuullisuudesta ja siitä, että ostamalla Avainlippu-tuotteita he tukevat suomalaista työtä ja osaamista.

Neljä liiketoimintayksikköä – yksi kokonaisvaltainen palvelu

- **Sairaala- ja hoitokalusteet**
  Tukevat kliinistä työtä, potilasturvallisuutta ja ergonomiaa monipuolisissa hoitoympäristöissä.
- **Leikkaussaliratkaisut**
  Tarjoavat intuitiivisesti käytettäviä leikkauspöytiä, valoja ja integraatiojärjestelmiä, jotka tehostavat toimenpiteitä ja tukevat potilasturvallisuutta.
- **Fysioterapialaitteet**
  Yhdistävät oman tuotannon ja kansainväliset laatubrändit, tarjoten kattavat ratkaisut kuntoutuksen eri vaiheisiin.
- **Huolto- ja elinkaaripalvelut**
  Varmistavat laitteiden turvallisuuden ja toimivuuden koko niiden elinkaaren ajan – aina rahoituksesta huoltoon ja kierrätykseen.

Lojer – For Easy Care

Tehtävämme on helpottaa hoitotyötä. Siksi suunnittelemme tuotteita, joita on helppo oppia, käyttää ja huoltaa. Asiakkaana sinun on helppo asioida kanssamme – kuuntelemme, ymmärrämme ja kehitämme ratkaisuja yhdessä. Tavoitteemme on olla luotettava kumppani kaikissa hoitotyön vaiheissa.

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

kiwa certified
ISO 9001
ISO 13485
ISO 14001

CE

MD

LOJER® GROUP



LOJER MEDICAL SERVICE -HUOLTOPALVELUT

Toimiva vuodepaikka -palvelu

Toimiva vuodepaikka -palvelussa vastuu kalusteiden omistuksesta ja ylläpidosta on Lojerilla. Sairaalan tai hoitolaitoksen sairaalakalusteet ovat näin ollen aina moderneja, turvallisia sekä huollettuja.

Huolenpitosopimukset

Huolenpitosopimus räätälöidään joustavasti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi. Niiden laajuus vaihtelee säännöllisistä ennakkohuolloista kokonaispalveluun, joka kattaa myös varaosat ja matkakustannukset.

Vuokraus ja rahoitus

Leasing on joustava vaihtoehto organisaatioille, jotka eivät halua sitoa suuria pääomia. Sopimuksen kesto on yleensä 36–60 kk, ja se vaatii rahoitusyhtiön luottopäätöksen.

Huolto- ja varaosapalvelut

Tarjoamme lakisääteistä vuosihuoltoa, korjauspalvelua ja varaosia asiakkaillemme ympäri Suomen. Ammattimaisella huollolla laitteet kestävät käytössä pitkään ja elinkaarikustannus laskee.

Luotettavaa huoltoa koko laitteen elinkaaren ajan! Tutustu huolto- ja varaosapalveluihimme tai jätä yhteydenottopyyntö: www.lojer.com

LOJER® SERVICE

SAIRAALASÄNGYT

Helppokäyttöinen ja potilaan mukavuuden huomioiva laaja sairaalasänkymallisto on suunniteltu perushoidon ja erikoissairaanhoidon osastoille. Suomessa valmistetut sairaalasängyt tunnetaan jämäkästä, varmatoimisesta ja ergonomisesti oikein muotoillusta rakenteesta. Lojerin sairaalasänkyjä on pelkästään Suomessa käytössä tuhansia kappaleita – vanhimmat toimivat ovat yli 25 vuotta vanhoja.

SCANAFIA X ICU L -SAIRAALASÄNKY

SAIRAALASÄNGYT

ScanAfia X ICU L -sairaalasänky soveltuu kattavasti eri sairaalaosastojen käyttöön. Sängyn poikkeuksellisen laaja korkeudensäätöalue helpottaa hoitajan ergonomiaa ja tukee asiakkaan omatoimisuutta. Käsiohjaimen lisäksi vakiona oleva hoitajaohjauspaneeli mahdollistaa sängyn toimintojen lukitsemisen potilaalta sekä sähköisiä erikoistoimintoja kuten Trendelenburg-, CPR-, ja sydänasennot. Selkäosan liukumekanismi estää potilaan liukumisen sängyn jalkopäätyyn ja parantaa käyttömukavuutta. Sängyn päissä olevat pikalukot mahdollistavat nopean päätyjen irrottamisen hätätilanteissa. Peräti 340 kg Safe Working Loadista (SWL) huolimatta ScanAfia X ICU L on kevyt ja vakiona olevien 150 mm kaksoispyörien ansiosta helposti liikuteltava sänky.

Sänky on suunniteltu pitkäikäiseen käyttöön suomalaisessa sairaalaympäristössä, ja sitä on saatavana sekä 80 että 90 cm leveänä. Tästä sairaalasängyn mallista on myös pestävä versio, johon on saatavilla pesulaskuri.

ScanAfia X ICU L täyttää kaikki lääkinnällisille laitteille asetetut vaatimukset:
IEC 60601-2-52, IEC 60601-1-2 (EMC) ja SFS-EN 60601-1.



Kuvan tuotteessa lisävarusteita

Skannaa QR-koodi tai lue lisää sivuilta www.lojer.com

Tärkeimmät ominaisuudet

1. Erittäin suuri kuormitettavuus: SWL 340 kg
2. Suurten kaksoispyörien (150 mm) ja kevyen rakenteen ansiosta erittäin kevyt liikutella
3. Peräti 20° anti-Trendelenburg ja Trendelenburg-säätö
4. Integroitu makuutason pidennys


Tekniset ominaisuudet



Tehdasasenteiset optiot:
- 5. pyörä helpottamaan liikuttelua
- Erilaiset pyöräkoot
- Pesuohjelmalaskuri
- Litiumakku (vakiona lyijyakku)
- Kromatut kaiteet ja päädyt
- Korotetut kaiteet

Muut lisävarusteet:
- Käsiohjaimen pidin
- Nousutuki
- Sängyn pääpuolen pääty
- Nesteenantoteline
- Kohottautumisteline
- Ruokailutaso
- Virtsapussiteline
- Monitori- ja kirjoitusalusta
- Happipulloteline
- Lisävarustekisko

Mittakuvat





TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

MD

CE

SCANAFIA XS -SAIRAALASÄNKY

SAIRAALASÄNGYT

Varma valinta vuodeosastoille

ScanAfia XS -sairaalasänky on vuodeosastojen turvallinen valinta. Patentoitu sairaalasänky on suunniteltu terveydenhuollon ammattilaisten tarpeet huomioiden sairaaloihin, terveyskeskuksiin ja lääkäriasemille. Sängyn suunnittelussa on otettu huomioon niin hoitajan kuin potilaan ergonomia. Selkäosan liukumekanismi estää potilaan liukumisen sängyn jalkopäätyyn.

Sängyn poikkeuksellisen laaja korkeudensäätöalue helpottaa niin hoitajan työtä kuin potilaan sängystä nousemista. ScanAfia XS täyttää kaikki lääkinnällisille laitteille asetetut vaatimukset:
IEC 60601-2-52, IEC 60601-1-2 (EMC) ja SFS-EN 60601-1.

Erinomaista ergonomiaa, hyvä liikuteltavuus ja monipuoliset säädöt



Kuvan tuotteessa lisävarusteita

Skannaa QR-koodi tai lue lisää sivuilta www.lojer.com

Tärkeimmät ominaisuudet

1 Laajan korkeudensäätöalueen ansiosta erinomainen ergonomia

2 Suuri kuormitettavuus: SWL 260kg

3 Kaksoispyörien ansiosta erittäin kevyt liikutella

Tekniset ominaisuudet






Tehdasasenteiset optiot:

- Akkukäyttöinen
- 5. pyörä helpottamaan liikuttelua
- Saatavana erikokoisia pyöriä
- Pidennettävä + 15 cm malli
- Korotetut kaiteet
- Kromatut kaiteet ja päädyt

Muut lisävarusteet:

- Kohottautumisteline
- Nousutuki
- Nesteenantoteline
- Taittuva pääty (toimii mm. petaustasona)
- Hoitajan ohjauspaneeli
- Sähköinen CPR-toiminto
- Virtsapussiteline
- Ruokailutaso
- Sängyn pääpuolen pääty
- Monitori- ja kirjoitusalusta
- Taipuisa käsiohjaimen pidin
- Happipulloteline

Mittakuvat



TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

MD

CE

CARENA PLUS -SAIRAALASÄNKY

SAIRAALASÄNGYT

Uudistunut huippuluokan sairaalasänky

Carena Plus -sairaalasängyssä on selkeä ja parannettu rakenne, joka mahdollistaa rungon nopean puhdistuksen ja paremman hygienianhallinnan. Ergonomisesti edistyksellinen suunnittelu tukee sekä potilaiden että henkilökunnan hyvinvointia. Laaja korkeudensäätöalue lisää erikokoisten potilaiden omatoimisuutta ja potilasturvallisuutta. Tämän sairaalasängyn turvallinen työkuorma (SWL) on 330 kg, ja se on silti erittäin kevyt liikuteltava.

Carena Plus täyttää kaikki lääkinnällisille laitteille asetetut vaatimukset: IEC 60601-2-52, IEC 60601-1-2 (EMC) ja SFS-EN 60601-1.

Lisävarusteena saatava hoitajan ohjauspaneeli parantaa sängyn käytettävyyttä, mikä takaa erilaiset asennot ja muistiin tallennetut asennot. Vakiovarusteena olevat sängyn päiden lukitukseen tarkoitetut pikalukot on suunniteltu helpottamaan ja nopeuttamaan käyttöä hätätilanteissa.
Tästä sairaalasängyn mallista on myös pestävä versio, johon on saatavilla pesulaskuri.



Kuvan tuotteessa lisävarusteita

Skannaa QR-koodi tai lue lisää sivuilta www.lojer.com

Tärkeimmät ominaisuudet

1. Selkeä ja parannettu rakenne
2. Hoitajan ohjauspaneeli lisävarusteena
3. Manuaaliset ja sähköiset Trendelenburg-säädöt
4. Yksiosaiset makuutason mittaiset sivukaiteet

Tekniset ominaisuudet



Vaihtoehdot:




Tehdasasenteiset optiot:


- Pidennettävä +30 cm jalkaosa ABS-muovia
- Makuutason metalliverkkopohja
- RTG-makuutaso korotetuilla kaiteilla
- 5. pyörä helpottamaan liikuttelua
- Saatavana erikoisia pyöriä
- Lyijy- tai litiumioniakku + ohjauspaneeli
- Potentiaalintasausjärjestelmä
- Lisäkäsiohjain
- Nousutuki
- Nousutuen adapteri (2kpl)
- Lisävarustekisko
- Pesuohjelmalaskuri
- Kromatut kaiteet ja päädyt
- Irroitettava sängynpääty pikalukituksella, kromatulla runkoputkella
- Yksiosainen makuutason mittainen laita, kromattu
- 3/4 sivukaide maalattu tai kromattu

Muut lisävarusteet:

- Hoitajan ohjauspaneeli
- Petaustaso/ taittuva sängyn pääty
- Lisävarustekori 1-3: pieni, suuri ja sängynpäävaihtoehdot
- Infuusioteline 4-koukkuinen
- Dreenipussiteline
- Happipulloteline
- Lisävarustekisko
- Johdon pidike sängyn virtajohdolle
- Kohottautumisteline

Mittakuvat







TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

MD

CE



YLEISIMPIÄ LISÄVARUSTEITA SAIRAALASÄNKYIHIN



5. pyörä pienentää kääntösädettä



Hoitajan ohjauspaneeli



Nesteenanto- ja kohottautumisteline



Taittuva sängynpääty



Nousutuki (2 erilaista mallia)



Korotetut kaiteet ja päädyt



Ruokailutaso kaiteiden päälle



Taipuisa käsiohjaimen pidike



Monitoritaso



Pehmustettu kaidesuoja



Jatkettava malli 15/30 cm sänkymallista riippuen



Luku- ja ruokailupöytä

POTILASPAARIT

Monikäyttöiset potilaspaarit soveltuvat muun muassa potilaiden siirtelyyn, ensiapuun, heräämöön, pieniin toimenpiteisiin ja jopa tehohoitoon. Vankat ja turvalliset potilaspaarit kestävät kuormitusta ja kovaakin käyttöä.

Emergo-potilaspaaristamme on saatavilla useita eri malleja eri käyttötarkoituksiin.

EMERGO-POTILASPAARI

POTILASPAARIT

Monikäyttöiset Emergo-potilaspaarit on suunniteltu tukemaan tehokasta potilaiden kuljetusta ja sujuvaa työskentelyä vaativissa terveydenhuollon ympäristöissä. Potilaspaarin erinomainen ohjattavuus mahdollistaa vaivattoman liikkumisen myös ahtaissa tiloissa. Intuitiiviset ja helppokäyttöiset perustoiminnot sekä yhdellä kädellä käytettävät sivulaidat nopeuttavat päivittäisiä työvaiheita ja lisäävät käyttömukavuutta.

Avoin rakenne tarjoaa esteettömän pääsyn potilaan luokse kaikilta sivuilta, mikä helpottaa hoitotoimenpiteitä ja tukee hoitohenkilökunnan ergonomista työskentelyä. Helposti puhdistettavat pinnat auttavat ylläpitämään korkeaa hygieniatasoa ja sujuvoittavat päivittäistä käyttöä.

Emergon modulaarinen rakenne ja laaja lisävarustevalikoima mahdollistavat paarien mukauttamisen erilaisiin käyttökohteisiin ja käyttäjien tarpeisiin. Monipuoliset lisävarustevaihtoehdot tukevat tehokasta työskentelyä ja varmistavat, että paarit voidaan varustella käyttötarkoituksen mukaisesti. Kestävä rakenne, helppo käsiteltävyys ja potilasmukavuutta tukevat ratkaisut tekevät Emergosta luotettavan valinnan päivittäiseen käyttöön.




Kuvan tuotteessa lisävarusteita

Skannaa QR-koodi tai lue lisää sivuilta www.lojer.com

Tärkeimmät ominaisuudet

1. Helppokäyttöiset perustoiminnot – intuitiivinen ja nopea käyttää
2. Sujuva liikuteltavuus – kevyt ohjattavuus myös ahtaissa tiloissa
3. Modulaarinen rakenne, joka mahdollistaa erilaiset konfiguraatiot ja laaja lisävarustevalikoima eri kliinisiin tarpeisiin.

Tekniset ominaisuudet




Tehdasasenteiset optiot:

- Röntgenkuvaustaso
- Happipulloteline makuutason alla (2 kg tai 5 kg)
- Paperirullateline
- Keskuslukittavat 200 mm pyörät (XSP)
- Viides pyörä
- Suuntalukittava pyörä (selkä tai jalkopäädyssä)
- ABS-säilytyslaatikko (pieni tai suuri)


Muut lisävarusteet:

- Valittavissa eri työntökahvamalleja
- Patja (paksuus 8 tai 10 cm)
- Nesteenantoteline
- Taitettava nesteenantoteline
- Potilaan kiinnityshihnat
- Nesteenantotelineen pidike (jalkapäätyyn)
- Lisävarustekori
- Tarvikekori (jalka- tai selkäosan alle)

Mittakuvat



*) jalkaosan säätö vain kolmeosaisissa malleissa







TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

MD

CE

VAUVA- JA SYNNYTYSSÄNGYT

Vauvasänky 381 on erittäin suosittu ja turvallinen ratkaisu vastasyntyneille vauvoille. Vaikka vauvasänkyä on helppo siirrellä ja sijoittaa vanhemmille tai hoitajille sopivaan paikkaan, se on jämäkkä.

Ergonomiaa tukeva ja siirreltävä Optima-synnytyssänky on tarkoitettu kaikkiin synnytyksen vaiheisiin, ja myös erikoishoitotoimenpiteet ovat mahdollisia. Monipuolisen Optima-sängyn suunnittelussa on keskitytty erityisesti tuotteen hyvään ergonomiaan, turvallisuuteen sekä liikuteltavuuteen.

381-VAUVASÄNKY

VAUVA- JA SYNNYTYSSÄNGYT

381-vauvasänky on ergonominen ratkaisu vastasyntyneen hoitajalle. Vauvansänkyä on helppo siirrellä ja sijoittaa vanhemmille tai hoitajille sopivaan paikkaan. Turvallisuuden vuoksi sängyn saa Trendelenburg-asentoon. Vauvansänky on kevyt käsitellä ja helppo pitää puhtaana. Tilan säästämiseksi vuodekaukalot ja kuljetusrattaat voidaan koota pinoon. Kuljetusrattaat on kromattu ja vuodekaukalo on läpinäkyvää akryylia.



Kuvan tuotteessa lisävarusteita

Tärkeimmät ominaisuudet

1. Turvallinen ja jämäkkä
2. Helppo ja kevyt siirtää
3. Helppo pitää puhtaana


Tekniset ominaisuudet



Muut lisävarusteet:

- Hygieniapatja vastasyntyneille
- Metallinen ristikkokori sängyn alaosassa

Mittakuvat



TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

MD

CE

Skannaa QR-koodi tai lue lisää sivuilta www.lojer.com

OPTIMA-SYNNYTYSSÄNKY

VAUVA- JA SYNNYTYSSÄNGYT

Ergonominen, turvallinen ja siirreltävä Optima-synnytyssänky on tarkoitettu kaikkiin synnytyksen vaiheisiin, ja myös erikoishoitotoimenpiteet ovat mahdollisia. Optima on mahdollista säätää moniin eri synnytys- ja lepoasentoihin synnyttäjän olon helpottamiseksi ja optimaalisten olosuhteiden luomiseksi. Kätilö pääsee lähelle synnyttäjää kaikissa asennoissa, mikä edistää turvallisuutta ja ergonomiaa. Sängyssä on Trendelenburg-säätö. Sänkyä voidaan käyttää myös kuljetukseen sairaalan sisällä sekä se toimii synnytystuolina.



Kuvan tuotteessa lisävarusteita

Skannaa QR-koodi tai lue lisää sivuilta www.lojer.com

Tärkeimmät ominaisuudet

1 Mahdollistaa monipuoliset synnytysasennot

2 Kätilö pääsee lähelle synnyttäjää kaikissa asennoissa

3 Suunniteltu kaikkiin synnytyksen vaiheisiin


Tekniset ominaisuudet





Tehdasasenteiset optiot:
- Hoitajapaneeli (toimintojen lukitus)
- Jalkaohjain (selkäosa ja korkeus)
- Lisäkäsiohjain
- Potentiaalintasaus
- Potilasohjainpaneeli, lukuvalo ja sängynalusvalo

Muut lisävarusteet:
- Sivukaidepari, maalattu: valkoinen, beige, sininen, vaalensininen, vihreä, lila
- Sivukaidepari: koivunvärinen
- Sängynpääty maalattu: valkoinen, beige, sininen, vaalensininen, vihreä, lila
- Taittuva sängynpääty
- Jalkatukipari
- Polvitaivetukipari
- Kiinnityshihnat polvitaivetuille
- Tukikaari
- Patjakori, seinään kiinnitettävä
- Potilaspaperikori, kiinnitys päätyyn
- Nesteenantoteline, 4-koukkuinen
- Monitoritaso
- Dreenipussiteline
- Virtsapulloteline
- Johdonpidike
- Optimaan suunnitellut patjat, päällinen on PU-pinnoitettua hygieenistä kangasta ja sisus vaahtomuovia.

Mittakuvat







TEHTY SUOMESSA MADE IN FINLAND

MD

CE

TUTKIMUSPÖYDÄT JA -TUOLIT

Lojerin helppokäyttöiset ja modernit tutkimuspöydät on suunniteltu yhteistyössä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa palvelemaan terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ammattilaisten tarpeita. Korkean laadun takaamiseksi valmistamme hoitopöydät Suomessa hyödyntäen viimeisimpiä suunnitteluratkaisuja ja teknologiaa.

Tutkimuspöydät mukautuvat monipuolisesti eri tutkimus- sekä toimenpidetarkoituksiin, ja niihin saadaan yhdisteltyä joustavasti erilaisia lisävarusteita. Monipuoliset verhoiluvaihtoehdot viimeistelevät asiakkaan tarpeiden mukaisen ratkaisun.

Turvallinen ja monipuolinen yleistutkimuspöytä

4040X-yleistutkimuspöytä soveltuu tutkimuspöydäksi erilaisiin terveydenhuollon toimipisteisiin. Tutkimuspöydän rakenteen ja erittäin matalan alakorkeuden ansiosta myös lapset ja vanhukset voivat nousta pöydälle vaivattomasti. Lisäksi pöydälle nousua voidaan helpottaa lisävarusteena saatavalla nousutuella. Pöytä on kevyt ja helposti liikuteltava. Pöydässä on kehittyneitä turvallisuusominaisuuksia: se nousee automaattisesti puristumistilanteessa, pöytä voidaan lukita kaikilla ohjaimilla, ja selkäosan manuaalinen hätälasku on saatavilla lisävarusteena.

Erityisen laaja korkeudensäätöalue ja suuri kuormitettavuus mahdollistavat ergonomiset työasennot ja luovat turvallisuutta potilaan tutkimus- ja siirtotilanteissa.

Lisävarusteena saatavalla handsfree-jalkaohjaimella pöydän korkeutta ja selkäosan kallistusta voidaan säätää jalalla molemmilta puolilta.



Kuvan tuotteessa lisävarusteita

Skannaa QR-koodi tai lue lisää sivuilta www.lojer.com


Tärkeimmät ominaisuudet

1 Erittäin laaja korkeudensäätöalue 40–95 cm

2 Selkeä rakenne mahdollistaa helpon puhdistamisen ja korkean hygienian

3 Uusi turvallisuusominaisuus tunnistaa puristumistilanteen, pysäyttää liikkeen ja nostaa pöytää hieman vapauttaakseen tilanteen

Tekniset ominaisuudet





Tehdasasenteiset optiot:
- 2-osainen handsfree-jalkaohjain (korkeussäätö ja selkäosan säätö)
- Manuaalinen Trendelenburg
- Sähköinen Trendelenburg ja anti-Trendelenburg sisältäen akun
- Akkukäyttö (hätäkäyttöön)
- Keskuslukittavat 125/150 mm kaksoispyörät
- Kasvoaukko
- Selkäosan manuaalinen hätälasku
- 1-osainen tai 2-osainen jalkaohjain
- Makuutason leveydet 80 cm tai 90 cm
- Paksumpi verhoilu

Muut lisävarusteet:
- Sivulaita
- Nesteenantoteline
- Säädettävä käsituki
- Niskatyyny
- Tutkimusvalo
- Työntökahvat
- Adapteri lisävarusteille
- Lisävarustekisko 380 mm x 10 mm x 25 mm
- Kaikki sivukiskoon kiinnitettävät lisävarusteet
- Anestesiakaari
- Nousutuki
- Törmäyspuskurit

Future
Nature
Skai Conductive


Lue lisää verhoilusta esitteen sivuilta 42 ja 43.


Mittakuvat




Sähköinen anti-Trendelenburg








Sähköinen Trendelenburg





Manuaalinen Trendelenburg

TEHTY SUOMESSA MADE IN FINLAND

MD

CE

4040XL-YLEISTUTKIMUSPÖYTÄ

TUTKIMUSPÖYDÄT JA -TUOLIT

Innovatiivinen Lojer 4040XL -yleistutkimuspöytä on kehitetty tutkimuspöydäksi vaativaan käyttöön suurikokoisille ja bariatrisille potilaille. Patentoidun rakenteen, peräti 300 kg kuormitettavuuden (SWL) ja erittäin matalan alakorkeuden ansiosta potilaat voivat nousta pöydälle vaivattomasti myös pyörätuolista. Poikkeuksellisen laaja korkeudensäätöalue lisää myös hoitohenkilöstön ergonomiaa tutkimus- ja siirtotilanteissa. 4040XL-tutkimuspöydän makuutaso on poikkeuksellisen leveä, mutta myös normaalia paksumpi ja siten painavimmillekin potilaille miellyttävämpi.

Tutkimuspöytä sisältää turvallisuusominaisuuden, jossa pöytä tunnistaa puristumistilanteen, pysäyttää liikkeen ja nostaa pöytää hieman ylöspäin, jotta puristustilanne vapautuu. Tutkimuspöytä soveltuu ekg-tutkimuksiin.

Innovatiivinen yleistutkimuspöytä vaativaan käyttöön



Kuvan tuotteessa lisävarusteita

Skannaa QR-koodi tai lue lisää sivuilta www.lojer.com

Tärkeimmät ominaisuudet

1. Erikoisleveä makuutaso (jopa 100 cm) yhdessä paksun vaahtomuoviverhoilun kanssa lisää potilaan mukavuutta
2. Erittäin korkea 300 kg kuormitettavuus (SWL)
3. Erittäin laaja korkeudensäätöalue helpottaa potilaan siirtymistä ja parantaa hoitohenkilöstön ergonomiaa.

Tekniset ominaisuudet





Tehdasasenteiset optiot:

- 2-osainen handsfree-jalkaohjain (korkeussäätö ja selkäosan säätö)
- Sähköinen Trendelenburg- ja anti-Trendelenburg sisältäen akun
- Akkukäyttö (hätäkäyttöön)
- Keskuslukittavat kaksoispyörät Ø125 mm tai Ø150 mm
- Makuutason leveydet 80 cm tai 100 cm

Muut lisävarusteet:

- Sivulaita
- Jalkaohjain
- Lisävarustekisko
- Nesteenantoteline
- Tutkimusvalo
- Säädettävä käsituki
- Niskatyyny
- Työntökahvat
- Adapteri lisävarusteille
- Anestesiakaari
- Kaikki lisävarustekiskoon kiinnitettävät lisävarusteet


Future

Nature

Skai Conductive

Lue lisää verhoilusta esitteen sivuilta 42 ja 43.

Mittakuvat



TEHTY SUOMESSA MADE IN FINLAND

MD

CE

Tukeva ja toiminnallinen tutkimuspöytä

Tutkimushuoneessa työskentelyyn tarkoitettu Capre EX2 on monipuolinen tutkimuspöytä, jonka muunneltavuus ja säädettävyys lisäävät pöydän käyttömukavuutta ja toiminnallisuutta.

Pöytä seisoo tukevasti omilla jaloillaan eikä siinä ole suuria kuljetuspyöriä. Capre EX2 on muotoilultaan moderni. Capre EX2 on peruskäyttöön tarkoitettu tutkimuspöytä kaksiosaisella makuutasolla ja se on saatavilla myös hydraulipolkimen avulla korkeussäädettävänä versiona.

Moderni ja tukeva tutkimuspöytä



Kuvan tuotteessa lisävarusteita

Skannaa QR-koodi tai lue lisää sivuilta www.lojer.com

Tärkeimmät ominaisuudet

1 Hiljainen ja helppo käyttää

2 Pöytä seisoo tukevasti omilla jaloillaan likaamattomilla kumitassuilla

3 Helppo pitää puhtaana

Tekniset ominaisuudet



Tehdasasenteiset optiot:

- Jalkapedaali korkeussäätöön
- Akkukäyttö (hätäkäyttöön)
- Siirtopyörät Ø75 mm
- Makuutason leveys 80 cm
- Valmius nesteenantotelineelle
- Ympäripoljin korkeussäätöön

Muut lisävarusteet:

- Nesteenantoteline
- Anestesiakaari
- Adapteri nesteenantotelineelle ja anestesiakaarelle
- Lisävarustekisko
- Tutkimusvalo (kiinnitys lisävarustekiskoon tai runkoon)
- Niskatyyny
- Paperirullateline
- Säädettävä käsituki


Future

Nature

Skai Conductive

Lue lisää verhoilusta esitteen sivuilta 42 ja 43.

Mittakuvat



TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

MD

CE

4050X GYNEKOLOGINEN YLEISTUTKIMUSPÖYTÄ

TUTKIMUSPÖYDÄT JA -TUOLIT

4050X gynekologinen tutkimuspöytä on valikoimamme monipuolisin tutkimuspöytä. Se sopii erityisen hyvin gynekologisiin tutkimuksiin, mutta sitä voidaan käyttää myös pienissä toimenpiteissä ja yleistutkimuksissa. 4050X gynekologisessa tutkimuspöydässä on kolmiosainen makuutaso istuin-, keski- ja selkäosien säädöillä. Saatavana on kaksi eri mallia: 4050X M -tutkimuspöydässä on pienempi määrä ominaisuuksia. 4050X F on laajemmin varusteltu ja siinä on esimerkiksi pöydän päätyyn integroitu jalkaohjain, muistipaikallinen käsiohjain ja sähköinen istuinosa.

Helppokäyttöinen korkean hygienian tutkimuspöytä moniin käyttötarkoituksiin

Lisävarusteena saatavalla handsfree-jalkaohjaimella pöydän korkeutta ja selkäosan kallistusta voidaan säätää jalalla molemmilta puolilta.



Kuvassa 4050X M -malli



Kuvassa 4050X F -malli

F-mallissa vakiovarusteena pöydän päätyyn integroitu jalkaohjain, joka on suunniteltu tukemaan hygieenisempää ja tehokkaampaa työskentelyä

Skannaa QR-koodi tai lue lisää sivuilta www.lojer.com

Tärkeimmät ominaisuudet

1. Helppo säätää käyttämättä käsiä, mikä tekee henkilöstön työstä hygieenisempää ja tehokkaampaa
2. Pöytä on suunniteltu erityisesti gynekologisiin tutkimuksiin, mutta se sopii hyvin myös pieniin toimenpiteisiin ja yleistutkimukseen
3. Uusi turvallisuusominaisuus tunnistaa puristumistilanteen, pysäyttää liikkeen ja nostaa pöytää hieman vapauttaakseen tilanteen

Tekniset ominaisuudet





Tehdasasenteiset optiot:

- Sähköinen Trendelenburg ja anti-Trendelenburg sisältäen akun
- Keskuslukittavat pyörät Ø125 tai Ø150 mm
- Keskuslukittavat sähköä johtavat kaksoispyörät Ø 150 mm
- Kaksiosainen handsfree-jalkaohjain (korkeuden ja selkäosan säätö)
- Lattialle sijoitettava jalkaohjain
- Akkukäyttö (hätäkäyttöön)


Muut lisävarusteet:

- Pohjetukipari, valkoinen muovi (pieniin toimenpiteisiin). Sisältää pikalukot ja pehmustetut kiinnityshihnat.
- Pohjetukipari, musta valettu pehmuste (pidempikestoisiin toimenpiteisiin). Sisältää rotaatiolukot ja pehmustetut kiinnityshihnat.
- Nesteenantoteline
- Lisävarustekisko
- Pikalukko Ø 20 mm
- Sivulaita
- Anestesiakaari
- Työntökahvat
- Tutkimusvalo (kiinnitys lisävarustekiskoon tai runkoon)
- Niskatyyny
- Säädettävä käsituki
- Adapteri nesteenantotelineelle

Future
Nature
Skai Conductive

Lue lisää verhoilusta esitteen sivuilta 42 ja 43.

Mittakuvat



*4050 F mallin istuinosan säätö

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

MD

CE

Monipuoliset ja helppokäyttöiset säädöt

Afia 4060 on helppokäyttöinen tutkimustuoli erityisesti gynekologisiin ja urologisiin toimenpiteisiin. Siinä on kaksiosainen makuutaso, monipuoliset ja helppokäyttöiset säädöt sekä hyvä perusvarustus, kuten niskatyyny ja paperirullateline.

Afia 4060 -gynekologisessa tutkimustuolissa on säädettävät kantapäätuet sekä sähköinen korkeuden, istuinosan ja selkäosan säätö, joiden ohjaus tapahtuu käsiohjaimella. Tuoli voidaan säätää sähköisesti myös Trendelenburg-asentoon.
Tuoleille on tarjolla lukuisia verhoilun värivaihtoehtoja

Monipuolinen tutkimustuoli pieniin tiloihin



Kuvan tuotteessa lisävarusteita

Skannaa QR-koodi tai lue lisää sivuilta www.lojer.com

Tärkeimmät ominaisuudet

1 Sähköinen korkeuden, selkäosan ja istuinosan säätö

2 Pieni tilantarve: kokonaispituus 140cm

3 Trendelenburg-asento sähköisesti

Tekniset ominaisuudet






Tehdasasenteiset optiot:
- Käsinojat
- Jalkaohjain korkeuden säätämiseen
- Pohjetuet

Muut lisävarusteet:
- Leikkuri paperirullatelineeseen

Future
Nature
Skai Conductive

Lue lisää verhoilusta esitteen sivuilta 42 ja 43.

Mittakuvat



TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

MD

CE

TUTKIMUS- JA HOITOTUOLIT

Lojerin tutkimus- ja hoitotuolien mallistosta löytyy vaihtoehdot niin perusterveydenhuoltoon kuin erikoissairaanhoitoon. Esimerkiksi Lojer Capre RC ja MC -tuolit tarjoavat huippulaadukkaan ja yksilöllisen ratkaisun päiväkirurgian jälkeiseen toipumiseen, dialyysi- ja sytostaatti-hoitoihin sekä yleistutkimuksiin. Monipuoliset Capre-tuolit on suunniteltu tukemaan sekä potilaan mukavuutta että klinikan käytännön toimintaa.

Potilastuoli 6801 on suunniteltu tutkimuksiin, näytteenottoon ja potilassiirtoihin. Lojerin geriatrinen tuoli on todella monipuolinen tuote. Sen ominaisuuksia ovat muun muassa hyvä puhdistettavuus, turvallisuudentunnetta lisäävät sivutuet ja monipuoliset lisävarusteet.

Hoitoon mukautuva potilastuoli

Ylellinen Capre RC -toipumistuoli on suunniteltu yhdessä kirurgien kanssa täyttämään modernin hoitoprosessin vaatimukset päiväkirurgian jälkeisessä toipumisessa. Tuolia käytetään perinteisen sairaalasängyn asemasta edistämään potilaan vireystilaa.

Tyylikäs verhoilu, yksilölliset säädöt sekä mukavuusvarustus, kuten tablettitietokoneteline ja lukuvalaisin, tukevat leikkaus-yksikön sujuvaa arkea ja tarjoavat potilaalle käyttömukavuutta toipumisen aikana. Tuolin korkeutta, selkäosaa, istuinkulmaa sekä jalkaosia voidaan säätää sähköisesti toisistaan riippumatta. Sekä pääosassa että jaetussa jalkaosassa on lisäksi pituuden säätömekanismi. Tuolissa on Trendelenburg-asento sekä kolme esiohjelmoitua hoitoasentoa (tuoli, rantatuoli ja makuutaso) sekä käyttäjän vapaasti ohjelmoitavissa oleva asento. Tuoli voidaan säätää yhdellä napin painalluksella esimerkiksi makuu- tai elvytysasentoon.

Sänkyjä monipuolisemmat säätömahdollisuudet potilaan tarpeiden mukaisesti



Skannaa QR-koodi tai lue lisää sivuilta www.lojer.com

Tärkeimmät ominaisuudet

1 Moderni ja näyttävä design sekä anatomisesti muotoiltu verhoilu lisäävät potilasmukavuutta

2 Neljä esiohjelmoitua asentoa sekä yksi vapaasti ohjelmoitavissa oleva asento

3 Säädettävä monitoimikäsituki (korkeus- ja kulmasäätö sekä rotaatio)

Tekniset ominaisuudet






Tehdasasenteiset optiot:
- Sähköinen jalkaohjain
- Yksi- tai kaksivärinen verhoilu
- Näytteenottokäsituki (leveä, pitempi ja muotoiltu verhoilu)
- Akku (hätäkäyttöön)
- Käsiohjain, standardimalli

Muut lisävarusteet:
- Tarjotin
- Tablettitietokoneteline taipuisalla varrella
- Nesteenantoteline yhden käden säädöllä
- LED-valaisin (usb)

Future 

Lue lisää verhoilusta esitteen sivuilta 42 ja 43.

Mittakuvat



TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

MD

CE

Potilasmukavuutta vaativiin hoitotoimenpiteisiin

Capre MC -monitoimituoli on suunniteltu yhdessä terveydenhuollon ammattilaisten kanssa täyttämään modernit hoito-vaatimukset muun muassa dialyysi- ja sytostaattihoidoissa. Modulaarisen rakenteensa ansiosta tuoli soveltuu käytettäväksi myös tutkimustuolina. Tuolissa on Trendelenburg-asento sekä kolme esiohjelmoitua hoitoasentoa (tuoli, rantatuoli ja makuutaso) sekä käyttäjän vapaasti ohjelmoitavissa oleva asento. Tuoli voidaan säätää yhdellä napin painalluksella esimerkiksi makuu- tai elvytysasentoon.

Malli eroaa Capre RC -toipumistuolista siinä, että tuolin jalkaosa on moottoroitu ja yksiosainen, ja siinä on optiona säädettävä jalkavaste.

Erinomaista ergonomiaa - monipuoliset säädöt ja helppo muunneltavuus




Skannaa QR-koodi tai lue lisää sivuilta www.lojer.com

Tärkeimmät ominaisuudet

1. Moderni ja näyttävä design sekä anatomisesti muotoiltu verhoilu parantaa potilasmukavuutta
2. Neljä esiohjelmoitua asentoa sekä yksi vapaasti ohjelmoitavissa oleva asento
3. Potilaan itsensä säädettävä jalkavaste (optio)

Tekniset ominaisuudet



Tehdasasenteiset optiot:

- Sähköinen jalkaohjain
- Yksi- tai kaksivärinen verhoilu
- Näytteenottokäsituki (leveä, pitempi ja muotoiltu verhoilu)
- Akku (hätäkäyttöön)
- Säädettävä jalkavaste
- Käsiohjain, standardimalli


Muut lisävarusteet:

- Tarjotin
- Tablettitietokoneteline taipuisalla varrella
- Nesteenantoteline yhden käden säädöllä
- LED-valaisin (usb)
- Muovisuojat jalkaosaan

Future

Lue lisää verhoilusta esitteen sivuilta 42 ja 43.

Mittakuvat



TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

MD

CE

6801 SÄÄDETTÄVÄ POTILASTUOLI

TUTKIMUS- JA HOITOTUOLIT

Potilastuoli 6801 on suunniteltu tutkimuksiin, näytteenottoon ja potilasiirtoihin. Tuolin istuimen muotoiluun, säädettävyyteen ja ergonomiaan on kiinnitetty erityistä huomiota niin hoitajan kuin potilaan näkökulmasta. Halkaisijaltaan 125mm pyörien ansiosta tuolin liikuteltavuus on erinomainen. Tuolin portaattomat selkä- ja jalkaosan säädöt helpottavat hoitotyötä. Tuoli kallistuu täyteen makuuasentoon kevyesti kaasujousien keventämänä ja sitä voidaan hydraulisesti nostaa haluttuun korkeuteen.



Saatavilla lisävarusteena näytteenottokäsituet

Monipuolinen potilastuoli

Skannaa QR-koodi tai lue lisää sivuilta www.lojer.com

Tärkeimmät ominaisuudet

1 Laajat säätöalueet (säädettävät selkäosa, pohjeosa, päätuki ja korkeus)

2 Helposti puhdistettava potilastuoli, jossa on saumattomat verhoilut

3 Miellyttävä istua muotoiltujen verhoilujen ansiosta

Tekniset ominaisuudet





Tehdasasenteiset optiot:
- Pohjetuen säädettävyys (pituussäätö) 130 mm

Muut lisävarusteet:
- Näytteenottokäsituet
- Näytteenottoon kestävä hygieeninen tyyny 35x45cm
- Nesteenantoteline ja adapteri
- Isot kiinteät Ø 300 mm pyörät eteen

Future

Nature

Lue lisää verhoilusta esitteen sivuilta 42 ja 43.

Mittakuvat



TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

MD

CE

6700 GERIATRINEN TUOLI

TUTKIMUS- JA HOITOTUOLIT

Geriatrinen tuoli 6700 on erittäin laadukas, monikäyttöinen ja suunniteltu hoitotyön ammattilaisten tarpeisiin. Tuolin suunnittelussa on kiinnitetty huomiota ennen kaikkea istumamukavuuteen, tukevuuteen ja toiminnallisuuteen. Vakiona olevat Ø125 mm kääntyvät pyörät tekevät tuolista helposti liikuteltavan. Tuoliin on lisävarusteena saatavilla Ø300 mm etupyörät esimerkiksi ulkoilukäyttöön.

Monikäyttöinen geriatrinen hoitotuoli



Skannaa QR-koodi tai lue lisää sivuilta www.lojer.com

Tärkeimmät ominaisuudet


1 Muotoiltu istuinosa yhdessä monipuolisten säätöjen kanssa mahdollistaa pidempiäkin istumisaikoja

2 Syvyyssäädettävä ruokalevy, joka lukittuu käsitukiin

3 Soveltuu myös ulkokäyttöön optiona saatavien isojen etupyörien ja säänkestävän istuinmateriaalin ansiosta

Tekniset ominaisuudet





Muut lisävarusteet:


- Niskatukipari (väri Falls tai Carbon)
- Vartalotukipari (väri Falls tai Carbon)
- Tuolin turvavyö
- Nesteenantoteline ja adapteri
- Ø300 mm etupyörät

Future ■


Lue lisää verhoilusta esitteen sivuilta 42 ja 43.

Mittakuvat









TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

MD

CE

VERHOILUN MATERIAALIT JA VÄRIMALLIT

Future

Paloturvallinen Future on tyylikäs, himmeästi hohtava Lojer-verhoiluvalikoiman materiaali. Antibakteeri-, antimikrobi- ja homeenestokäsittelyn ansiosta Future soveltuu erinomaisesti vaativiin olosuhteisiin. Materiaalissa on käytetty edistyksellistä pinnoiteteknologiaa, joka säilyy pinnalla eikä kulu puhdistettaessa. Samalla se ehkäisee hajuja ja tahroja aiheuttavien bakteerikasvustojen syntyä, mikä pidentää verhoiltujen osien elinkaarta.

Tämä erittäin hyvin kulutusta kestävä materiaali on jopa 3–6 kertaa perinteisiä keinonahkamateriaaleja kestävämpää (Martindale yli 300 000). Se on erittäin kestävää yleistä heikentymistä - kuten halkeilua, repeämistä ja joustavuuden menettämistä - vastaan. Lisäksi Future-materiaali on myös vedenpitävä ja haalistumaton.


Future materiaalin vinyylisuojapäällyste, sen suorituskyky ja kestävyys on kehitetty erityisesti terveydenhuoltoalalle, jossa mm. bakteerit, hankaumat ja tahrat asettavat erityishaasteita. Materiaali on helposti puhdistettava ja se tulee puhdistaa säännöllisesti. Materiaalikoostumus: päällinen 81% vinyyli | tausta 19% polyesteri.

Nature

Nature on korkealaatuinen ja kestävä uuden sukupolven materiaali. Materiaali on Öko-Tex-standardin mukainen, eikä näin ollen pidä sisällään mitään raskasmetalleja eikä ftalaatteja. Bioyhteensopivuutensa (EN ISO 10993-5+10) ansiosta materiaali on turvallinen iholle. Nature-materiaali tuntuu erittäin miellyttävältä ja lämpimämmältä ihoa vasten kuin tavallinen keinonahka. Se soveltuu erityisesti terveydenhuollon lääkinnällisiin laitteisiin sekä fysioterapia-wellness-tuotteisiin. Materiaalikoostumus: noin 50% uusiutuvista raaka-aineista | noin 30% luonnollisista raaka-aineista | noin 20% raakaöljyyn perustuvista raaka-aineista

Skai Conductive

Skai Conductive on korkealaatuinen keinonahkamateriaali. Materiaali tuntuu ja näyttää oikealta nahalta. Lisäksi materiaali johtaa sähköä, joten sen käyttö on suositeltavaa lääkinnällisissä tuotteissa, joissa tulee välttää sähköstaattisia purkauksia (esim. sydämen toimintaan liittyvät tutkimukset). Materiaalikoostumus: noin 90% PVC-yhdiste | noin 10% CO/ PES neulottu kangas



Future


Vakio: Silver


Vakio: Falls


Vakio: Tomato


Vakio: Beach


Carbon


Space


Pearl


Titanium


Onyx


Sapphire


Lagoon


Pistachio

Nature


Night


Sea


Stone


Haze


Sand

Skai Conductive


Mano

Materiaali/ominaisuus	Desinfiointiaineita kestävä (erillisen listauksen mukaisilla aineilla)	Bioyhteensopiva	Palosuojattu	Kulutusta kestävä	Haalistumaton	Repeämätön	Pitkäikäinen	Helppo puhdistaa	Sähköä johtava	Antimikrobinen	Standardin Öko-Tex 100 mukainen	Täyttää lelujen turvallisuus standardin EN 71-3	Ei sisällä raskasmetalleja	Ei sisällä ftalaatteja
Future	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	x	x
Nature	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x
Skai Conductive	x				x	x	x	x	x					

SAIRAALAVAUNUT

Insausti on espanjalainen sairaalalogistiikan tuotteiden valmistaja, joka on erikoistunut ruostumattomasta teräksestä valmistettaviin terveydenhuollon kalusteisiin ja erityisesti sairaaloiden tarvike- ja varastointivaunuihin. Insausti®-sairaalavaunut valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista, ja ne vastaavat alan tiukimpia vaatimuksia. Monipuolisilla lisävarusteilla räätälöimme asiakkaan tarpeiden mukaisen ratkaisun.

Lojer on Insaustin Suomen maahantuoja ja jälleenmyyjä. Tuotteita on käytössä lukuisissa suomalaisissa sairaaloissa. Kysy referenssejämme tai katso lisätietoja tuotteista. Hoitotyöhön suunnitellut vaunut ovat CE-merkittyjä.

Vaunujen muokattavuus on lähes rajattoman joustavaa ja monipuolista. Asiakkaalla on valittavanaan useita kymmeniä lisävarusteita, jotka sopivat lähes kaikkiin vaunumalleihin. Lisävarusteiden avulla vaunujen käyttökohteet vaihtelevat aina elvytysvaunuista säilytysvaunuihin.

Asiakkaiden on mahdollista saada lisää tehokkuutta uudella toimintatavalla ja Insausti-vaunuilla, joiden modulaarisuus ja vaihtolaatikkoajattelu mahdollistavat tehokkaan materiaalihallinnan ja tuovat mukanaan LEAN-ajattelun mukaista kokonaistehokkuuden kasvua. Koko logistiikkaketjun järkeistämisen lisäksi pienillä oivalluksilla voidaan vaikuttaa merkittävästi hoitotyön sujuvuuteen. Esimerkkinä valmiiksi täytetyt korit voidaan tuoda toimenpide- tai anestesiavaunun läheisyyteen erillisellä kuljetusvaunulla, josta ne vaihdetaan suoraan kohdevaunuun.

ESIMERKKEJÄ VAUNUVALIKOIMISTA



Monitoimi- ja hoitovaunut



Elvytysvaunut



Lääkevaunut



Anestesiavaunut



Säilytys- ja logistiikkavaunut



Erikoisvaunut

YLEISIMPIÄ LISÄVARUSTEITA

Vaunujen muokattavuus on lähes rajattoman joustavaa ja monipuolista.
Vaunut voidaan rakentaa ahtaisiin tiloihin tai esimerkiksi erilaisten pöytätasojen alle sijoitettaviksi.



Hanskapakettiteline



2 Jäteastiaa 13 l



Avonainen laatikko 200 mm



Kori 240 mm



Iso 400x600 -laatikon jakajat



SQ-sarjan laatikon jakajat




Ylähylly ja lokerot



Nesteenantoteline



Defibrillaattoriteline



Lukitus avaimella



Sivuhylly



Elvytyslauta

INSTRUMENTTI-VAUNUT JA SÄKKITELINEET

Valikoimistamme löytyy useita erilaisia vaunuja, oli kyseessä sitten instrumentti-, hoitaja-, huolto-, lähetti-, näyte- tai liinavaatevaunut. Kaikki vaunumme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja ne ovat erittäin kestäviä.

Säkkitelineistä löytyy kolmea erilaista teräksistä roskapussi- ja säkkitelinemallia.



Pyörällinen instrumenttivaunu 3402

Runko kromattua teräsputkea. Kaksi irrotettavaa, ruostumatonta terästasoa (40 x 60 cm). 75 mm pyörät tekevät vaunusta helposti liikuteltavan. Vaunu voidaan sijoittaa 80 cm työtason alle. Turvallinen työkuorma (SWL) on 50 kg.
Koko: 75 x 60 x 40 cm (K x P x L). Pyörät 75 mm.



Pyörällinen instrumenttivaunu 3401, sis. tarvikelaatikon

Runko kromattua teräsputkea. Kaksi irrotettavaa, ruostumatonta terästasoa (40 x 60 cm). 75 mm pyörät tekevät vaunusta helposti liikuteltavan. Ylätason alla on helposti puhtaana pidettävä, muovinen, molemmille puolille avautuva ja ulosvetorajoittimilla varustettu tarvikelaatikko. Vaunu voidaan sijoittaa 80 cm työtason alle. Turvallinen työkuorma (SWL) on 50 kg.
Koko: 75 x 60 x 40 cm (K x P x L). Pyörät 75 mm.



Hoitajavaunu 262

Runko kromattua teräsputkea, työntökahva. Kaksi kiinteää ruostumatonta terästasoa (40 x 60 cm). Isot pyörät 100 mm tekevät vaunusta helposti liikuteltavan. Mukana tarvikelaatikko, joka on helposti puhtaana pidettävää muovia. Laatikko avautuu molemmille puolille.Koko: 78 x 60 x 40 cm (K x P x L) / Koko työntökahvaan: 92 x 69 x 40 cm (K x P x L). Pyörät 100 mm.



Huoltovaunu 285

Runko ruostumatonta terästä. Tasot kiinteät, ruostumatonta terästä, kohoreunat estävät tavaroiden putoamisen (55 x 80 cm). Työntökahva. Isot pyörät 125 mm, korroosion kestävää materiaalia, kaksi lukittavaa pyörää. Turvallinen työkuorma (SWL) on 100 kg (50kg/taso).
Koko: 90 x 80 x 55 cm (K x P x L). Pyörät 125 mm.



Lähettivaunu 265

Runko kromattua teräsputkea. Työntötanko. Korit (2 kpl) jauhemaalattua epoksipintaista teräslankaa. Isot pyörät, 100 mm. Yläkori on 6-lokeroinen. Koko: 75 x 94,2 x 50 cm (K x P x L) / Koko työntökahvaan 94 x 94,2 x 50 cm (K x P x L). Pyörät 100 mm



Huoltovaunu 266

Runko kromattua teräsputkea. Työntötanko. Korit (2 kpl) jauhemaalattua epoksipintaista teräslankaa. Isot pyörät, 100 mm. Koko: 75 x 94,2 x 50 cm (K x P x L) / Koko työntökahvaan 94 x 94,2 x 50 cm (K x P x L). Pyörät 100 mm.



Näytevaunu 255

Runko kromattua teräsputkea. Työntötanko. Reunalliset, irrotettavat muovitasot. Koko: 85 x 62 x 37,8 cm (K x P x L). Pyörät 75 mm.



Liinavaatevaunu 270

Runko kromattua teräsputkea. Neljä kaksoiskoria, jauhemaalattua epoksipintaista teräslankaa, mitoitettu sopiviksi sekä koneellisesti että käsin taitetuille liinavaatteille. Koko: 128 x 101 x 47 cm (K x P x L) / Koko työntökahvaan 137 x 101 x 47 cm (K x P x L). Pyörät 100 mm.



Säkkiteline 290

Säkkiteline kahdelle säkille. Pohjatuet ja säkinkiinnitysmekanismi.
Runko kromattua teräsputkea. Mitoitettu 100–150 litran kangas- tai muovisäkeille. Koko: 107 x 80 x 46 cm (K x P x L).
Pyörät Ø100 mm. Lisävarusteet: Kansi



Säkkiteline 291

Säkkiteline yhdelle säkille. Pohjatuki ja säkinkiinnitysmekanismi.
Runko kromattua teräsputkea. Työntökahva. Mitoitettu 100–150 litran kangas- tai muovisäkille. Koko: 100 x 53 x 46,5 cm (K x P x L).
Pyörät Ø175 mm. Lisävarusteet: Teline 30 litran roskapussille. Kansi.



Säkkiteline 292

Säkkiteline yhdelle säkille. Pohjatuki, kansi ja jalkapoljin.
Runko erityisvahvistettua kromattua teräsputkea.
Työntökahva ja pyörät 2 kpl.
Mitoitettu 100 - 150 litran kangas- tai muovisäkeille.
Koko: 100 x 53 x 46,5 cm (K x P x L). Pyörät Ø125 mm.

POTILAS- JA YÖPÖYDÄT

Hyvällä potilaspöydällä voi vaikuttaa merkittävästi potilasmukavuuteen ja hoitotyön sujuvuuteen. Tyylikäs yö- tai potilaspöytä on myös sisustuselementti. Lojer-yöpöytämallisto on suomalaista, kestävää laatutyötä ja sopii hyvin yhteen erilaisten sänkyjen kanssa.



Kuvan tuotteessa lisävarusteita.

Potilaspöytä Ada

Ada on kestävä ja turvallinen, muunneltava potilaspöytä. Se on suunniteltu kovaan sairaalakäyttöön. Modernisti muotoillussa ADA-potilaspöydässä on portaaton ruokailutason korkeussäätö, ja kätisyyttä voidaan vaihtaa ilman työkaluja. Lukittavien 75 mm kaksoispyörien ansiosta pöytä on kevyesti liikuteltava, mutta se voidaan lukita tukevasti paikoilleen. Pöydän runko on epoksoitua terästä ja sivupaneelit, pöytätaso sekä kansi laminaattia. Pöydässä on kaksi vetolaatikkoa, joista ylemmän saa lukittua. Kansi ja sivupaneelit ovat vakiona vaalean harmaat sekä etulevyt valkoiset. Pöytä on CE-merkitty.
Koko (L x S x K): 47,5 x 60 x 90 cm.
Lisävarusteet: kansi ja sivupaneelit koivun- tai pyökinsävyinen melamiini | vaaleansiniset etulevyt | ylätason suojakansi, ABS-muovia | tohveliteline | lehtikori | pullo- tai jätepussiteline | kutsulaiteteline

Yöpöytä 2020

Pöydän runko on epoksoitua, valkoista terästä. Laatikoiden etulevy on saatavissa joko IKI-korkeapainelaminaatista, massiivikoivusta tai pyökistä. Kansien pinnat ovat IKI-korkeapainelaminaattia ja reunat on pyöristetty. Helposti korkeussäädettävän ruokailutason kätisyys on vaihdettavissa ilman työkaluja. Pöydässä on neljä lukittavaa pyörää ja laatikoiden ulosvetorajoitin.
Koko (L x S x K): 49 x 57 x 90 cm.
Lisävarusteet: Lukutasoksi kallistuva ruokailulevy | Sivukori | Lukko ylälaatikkoon



Kuvan tuotteessa lisävarusteita.



Yöpöytä Nova luku- ja ruokailutasolla

Nova-yöpöytä on käytännöllinen ja tyylikäs hoidon apuväline sairaala- ja hoitokotikäyttöön. Samaa pöytää voi käyttää vaivattomasti sängyn molemmilla puolilla, koska laatikostot ovat läpimenevät. Pöytää on kevyt käsitellä ja sen puhtaanapito on helppoa. Värinä pöydässä on vaalean-harmaa melamiini ja lisävarusteena pyökkipetsattu melamiini. Hyvin tasapainotetun rakenteen ansiosta pöydän käyttäminen on turvallista myös luku- ja ruokailutason kanssa. Luku- ja ruokailutason kulma on säädettävissä. Saatavana myös matalalla alarungolla.
Koko (L x S x K): 66 x 45 x 86 cm.
Lisävarusteet: Ylätason suojakansi, ABS-muovia, lukko ylälaatikkoon



Luku- ja ruokailupöytä Nova 2680

Luku- ja ruokailutaso Nova 2680 on käytännöllinen ratkaisu sairaala- tai hoivasängyn apuvälineeksi. Taso tulee tarpeeksi pitkälle sängyn päälle, jotta sitä on mukava käyttää. Tuotetta on helppo varastoida: ruokalevy alas taitettuna tasoja saa näppärästi peräkkäin jonoon.
Koko (L x S x K): 78 x 45 x 78–106 cm.

Tuotteeseen on saatavilla myös matalampi jalusta, joka mahtuu esimerkiksi Carena ja Scanfia X -sairaalasänkyjen runkojen alle. Matalamman jalustan korkeus on 75 mm.

SUIHKUKALUSTEET

Yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa kehitetty Lojer-suikupaari on turvallinen ja ergonominen valinta potilaan käsittelyyn pesutilanteissa. Pitkäikäiset ja helppokäyttöiset suihkupaarit on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja soveltuvat sekä sairaaloihin että hoitolaitoksiin.



Suihkupaari Veera 4310

Tukevassa paarissa on hydraulinen korkeussäätö jalkapolkimilla säätöalueelle 54–89cm. Paariin kuuluu lämpöeristetyt pehmusteet ja tyyny. Kaiteiden ohjaus toimii helposti molemmista päistä. Paarin runko on ruostumatonta terästä ja epoksimaalipinnoitettua. Paarissa on vakiona kestävät ja laadukkaat 150mm vesitiiviit pyörät sekä suuntapyörälukitus keventämään ja helpottamaan käytäväkuljetuksia osastolla. Paari voidaan kallistaa tyhjennysasentoon kaasujousella sekä siitä löytyy poistoletku säilytys- ja valumisenestokoukuilla.



PATJAT

Lojerin sairaalasänkyihin soveltuvat patjaratkaisut on kehitetty yhdessä alan johtavien valmistajien kanssa. Patjat on suunniteltu sairaalasänkyjä koskevan standardiston mukaisesti. Ne soveltuvat matalan ja keskiriskin potilaille, ja tuotteen mukaan niin koti- kuin sairaanhoidon pitkäaikaispotilaille.

FlexCare-hygieniapatja

FlexCare on erinomainen matalan painehaavariskin patja muun muassa sairaaloihin, palvelutaloihin ja kotisairaanhoitoon. FlexCare-hygieniapatja on tarkoitettu liikkuville potilaille, joilla ei ole painehaavojen kehittymisen riskiä. 13 cm paksuisen patjan sisus on paloturvallista ja kestävää kimmovaahtomuovia (tiheys 40 kg/m³), jonka molemmin puolin on profilointi. Profilointi parantaa patjan hengittävyyttä ja patjan taipumista, kun sänkyä säädetään eri asentoihin.



Patjan hygieniapäällinen on polyuretaanipinnoitettua polyesterihygieniakangasta, joka ei läpäise nesteitä mutta on siitä huolimatta hengittävä. Materiaali on Öko-Tex sertifioitu, neljään suuntaan joustava, antibakteerinen sekä paloturvallinen. Vetoketju on suojattu tippaläpällä, jotta kosteus ei pääse hygieniapäällisen sisäpuolelle helposti. Helppohoitoisen päällisen voi pestä koneessa 70–95 asteessa nurin päin käännettynä.

Patjasta on saatavana koot:
75/80/85x200x13 cm
78/88x205x13 cm

FlexCare-hygieniapatja on saatavana myös pelastuspäällisellä. Kiinteä pelastuspäällinen on suunniteltu potilaan nopeaa evakuointia varten esimerkiksi tulipalon sattuessa. Pelastuspäällisen pintakangas on samaa materiaalia kuin hygieniapäällisessä ja pohjamateriaali on liukasta, vettähylkivää Öko-Tex sertifioitua polyuretaanipinnoitettua polyamidia. Pelastuspäälliseen on integroitu vetokahvat molempiin päihin. Pitkillä sivuilla on potilaan kiinnitystä varten omat tarrakiinnitteiset hihnat. Kaikki hihnat ovat omissa taskuissaan eivätkä näin ollen haittaa vuoteen petaamista.

HighCare-antidecubituspatja

HighCare on korkealuokkainen staattinen antidecubituspatja, joka on tarkoitettu käytettäväksi makuualustana painehaavojen ennaltaehkäisyyn matalan ja keskinkertaisen painehaavariskin potilailla muun muassa sairaaloissa, palvelutaloissa ja kotisairaanhoidossa.



Patjaa tulee käyttää osana painehaavan ehkäisyhoito-ohjelmaa. 5 cm paksuinen patjan sisuksen ylempi kerros on paloturvallista pehmeästi muotoutuvaa viskoelastista vaahtomuovia (tiheys 50 kg/m³), joka tasaa kudospaineita ehkäisten painehaavojen syntyä. 8 cm paksuinen pohjamateriaali on paloturvallista ja kestävää kimmovaahtomuovia, HR-vaahtoa (tiheys 50 kg/m³), joka tukee potilasta sekä helpottaa hoitajien työtä asentohoidossa ja potilasta liikuteltaessa.

Patjasta on saatavana koot:
75/80/85x200x13 cm
78/88x205x13 cm
78/88x215x13 cm
118x205x13 cm

Patjan hygieniapäällinen on polyuretaanipinnoitettua polyesterihygieniakangasta, joka ei läpäise nesteitä mutta on siitä huolimatta hengittävä. Materiaali on Öko-Tex sertifioitu, neljään suuntaan joustava, antibakteerinen sekä paloturvallinen. Vetoketju on suojattu tippaläpällä, jotta kosteus ei pääse hygieniapäällisen sisäpuolelle helposti. Helppohoitoisen päällisen voi pestä koneessa 70–95 asteessa nurin päin käännettynä.

HighCare-antidecubituspatja on saatavana myös pelastuspäällisellä. Kiinteä pelastuspäällinen on suunniteltu potilaan nopeaa evakuointia varten esimerkiksi tulipalon sattuessa. Pelastuspäälliseen on integroitu vetokahvat molempiin päihin. Pitkillä sivuilla on potilaan kiinnitystä varten omat tarrakiinnitteiset hihnat.

Eko 2 -patja

Eko™2 on korkealuokkainen vaahtomuovipatja, joka on suunniteltu matalan ja keskinkertaisen painehaavariskin potilaille. Patjan kaksikerrosrakenne – 5 cm viskoelastista PU-geelivaahtoa ja 8 cm HR PU-kimmovaahtoa – jakaa painon tasaisesti ja ehkäisee kudospainetta. Rakenne tukee potilaan omatoimisuutta sekä helpottaa hoitajien työtä asentohoidossa ja potilaan siirtotilanteissa.



Patja soveltuu käytettäväksi sekä koti- että laitoshoidossa, myös sähkösäätöisissä sängyissä. Patjan vaahtosisus on CertiPUR-sertifioitu ja päälliset Öko-Tex Standard 100 Class I -hyväksyttyjä sekä bioyhteensopivuudeltaan testattuja. Hygieniapäällinen on PU-laminoitua polyesteria, joka on neste-, lika- ja eritetiivis, hengittävä sekä bakteeri-, home- ja sienisuojattu. Päällinen on irrotettava ja pestävä, ja saatavana on useita vaihtoehtoja, kuten Medicase®-vakiopäällinen ja Mediresc™-pelastuspäällinen. Patja on paloturvallinen (SL1) ja sen painoraja on 180 kg.

Tergo®Safe-antidecubituspatja

Tergo®Safe on erittäin tehokas ja korkealuokkainen keskinkertaisen painehaavariskin käyttäjille tarkoitettu antidecubituspatja painehaavojen ennaltaehkäisyyn. Tergo®Safen reunapalkit helpottavat hoitajan työtä. Patjan tukeva rakenne ja reunat antavat tukea potilaan asentohoidossa ja hoitotoimenpiteissä sekä helpottavat potilaan ergonomista siirtoa. Lisäksi reunapalkit helpottavat liikuntarajoitteisen henkilön siirtymistä vuoteeseen ja vuoteesta pois. Tergo®Safe-patja täyttää korkealuokkaisen vaahtomuovipatjan laatukriteerit.



Tergo®Safe3: 7 cm PU-geelivaahtoa + 6 cm PU-kimmovaahto, reunapalkit. Painosuositus 0-150 kg.
Tergo®Safe2: 5 cm PU-geelivaahtoa + 8 cm PU-kimmovaahto, reunapalkit. Painosuositus 0-180 kg.

Paloturvallinen (SL 1) PU-pinnoitteinen Medicase®-hygieniapäällinen on neljään suuntaan joustava, hengittävä ja antibakteerinen. Päällinen tukee osaltaan patjan pintapehmeys- ja ergonomiaominaisuuksia. Patjan materiaalit ovat Öko-Tex sertifioituja. Päällisen voi pestä 70-95 asteessa. Saatavana myös Mediresc™-pelastuspäällisellä. Koot: 78/ 88 x 205 x 13cm.

SL1 38 cm 62 cm

Vauvapatja

381 vauvasänkyyn



Hyvä, turvallinen peruspatja vastasyntyneille vauvoille vauvasänkyyn 381. Vauvapatjan sisus on paloturvallista kimmovaahtomuovia. Helppohoitoinen päällinen on PU-pinnoitettua hygieniakangasta, joka ei läpäise nesteitä mutta on hengittävä. Materiaali on neljään suuntaan joustava sekä bakteeri- & homesuojattu (vaikuttava aine sinkkipyritioni). Vetoketju on suojattu tippaläpällä. Päällisen voi pestä 70 asteessa nurinpäin käännettynä. Paloturvallinen (SL1), liekki- ja savuketesti IMO FTPC part 9. Koko: 38 x 62 x 5 cm.



SL1 65 cm 193 cm

Antistaattiset paarinpatjat

Emergo-potilaspaareihin


Paarinpatjat on suunniteltu kuljetus- ja röntgenpaareihin. Sisus on paloturvallista kimmovaahtomuovia. Mallin 51701 (10 cm) sisus koostuu kahdesta kerroksesta: pinnassa on pehmeästi muotoutuva viskoelastinen kerros tasaamassa kudospainetta. Päällinen on PU-pinnoitettua antistaattista mustaa hygieniakangasta, joka ei läpäise nesteitä mutta on hengittävä. Materiaali on bi-elastinen ja bakteeri- sekä homesuojattu (vaikuttava aine sinkkipyritioni). Vetoketju on suojattu tippaläpällä. Patjassa on tarranauhat pohjapuolella sekä 4 kpl kiinnitystarranauhoja sivuilla, jotta tuote pysyy hyvin paikoillaan.

Saatavissa myös mallit 51781 (8cm) ja 51751 (5cm).
Helppohoitoisen päällisen voi pestä 70–95 asteessa nurinpäin käännettynä. Paloturvallinen (SL 1), liekki- ja savuketesti IMO FTPC part 9.
Koot: 65 x 193 x 5/ 8/ 10 cm.

NESTEENANTO-TELINEET

Lojerin nesteenantotelineitä käytetään lukuisissa sovelluksissa sairaaloissa, terveyskeskuksissa, lääkäriasemilla ja kotihoidossa. Ne voidaan kiinnittää Lojerin eri sänky- ja tutkimuspöytämalleihin tai liikuttaa omilla pyörillään käyttökohteeseen. Lojer-nesteenantotelineissä on vakiona yhden käden pikasäätö, joka helpottaa suuresti hoitohenkilökunnan työtä. Lojer nesteenantotelineet ovat saksalaisen Provita GmbH:n valmistamia.







AI2110:

Nesteenantoline, suora malli pyörillä. Kromattua terästä, 4 koukkua, kapasiteetti 4x2 kg.
Yhden käden korkeussäätö 126 - 211 cm. Pyörät 5x80 mm, joista 2 lukittavaa. Pyöräkehikon halkaisija 63,5 cm.

60124H:

Nesteenantoteline, taivutettu malli pyörillä. Kromattua terästä, 4 koukkua, kapasiteetti 4x2 kg.
Yhden käden korkeussäätö 148 - 188 cm. Pyörät 5x80 mm, joista 2 lukittavaa. Pyöräkehikon halkaisija 63,5 cm.

AI2120:

Vaativan hoidon nesteenantoteline pyörillä. Ruostumatonta terästä, 4 koukkua joiden kapasiteetti 4x2 kg.
Yhden käden korkeussäätö 150 - 235 cm. Kaksoispyörät 5x75 mm, joista 2 lukittavaa ja antistaattista.
Erikoistukeva jalusta, koko telineen paino 11 kg. Pyöräkehikon halkaisija 63 cm


60129MRI:

Alumiininen magneettikuvaukseen soveltuva teline pyörillä.
4 koukkua kapasiteetti 4x2 kg, korkeudensäätöruuvi lukitteisesti.
Kaksoispyörät 5x50 mm. Pyöräkehikon halkaisija 63,5 cm.

I-HA4130

Sateenkaari keltainen, lentokonepyörät, kapasiteetti 4x2kg, korkeussäätö ruuvilla 135-200 cm. Pyörät 5x50 mm, joista 2 lukittavaa. Pyöräkehikon halkaisija 63,5 cm. Lisäksi mallit I-HA4125, jossa punainen sateenkaari ja I-HA4126, jossa vihreä sateenkaari ja hiiripyörät.





Lisävarusteena saatavilla monipuolinen valikoima kahvavaihtoehtoja



Työntökahva. Liukuva kahva kaikille mobiilijärjestelmille.
Ergonominen muoto – helppo käsitellä ja mukava ote.
Materiaali: ruostumaton teräs.



Työntökahva. Optimaaliset hygieniset ominaisuudet.
Ergonominen muoto – helppo käsitellä ja mukava ote.
Materiaali: ruostumaton teräs.

POTILASSERMIT

Ropimex-seinäke on monikäyttöinen tilanjakaja, jota voidaan käyttää myös näköesteenä sairaaloissa ja hoivakodeissa. Läpinäkymättömät mutta valoa läpäisevät paneelit luovat viihtyisän tunnelman ja taittuvat pieneen tilaan muutamassa sekunnissa. Tukeva ja kestävä rakenne, helppo puhdistettavuus ja yksilölliset, helposti vaihdettavat design-vaihtoehdot luovat miellyttävän ympäristön ja helpottavat henkilöstön työskentelyä. Potilassermit ovat Ropimex R. Opel GmbH:n valmistamia



Ropimex-potilassermit

Ropimex-potilassermit ovat monikäyttöisiä tilanjakajia sairaaloihin ja hoivakoteihin. Niitä voidaan käyttää myös näköesteinä. Läpinäkymättömät mutta valoa läpäisevät paneelit luovat viihtyisän tunnelman. Sermit on valmistettu korkealuokkaisista materiaaleista, kuten anodisoidusta alumiinista ja naarmuuntumattomasta pleksilasista. Käytetyt materiaalit ovat paloturvallisia.

Ropimex-potilassermit taittuvat pieneen tilaan muutamassa sekunnissa tilan säästämiseksi. Helppo puhdistettavuus ja helposti vaihdettavat design-vaihtoehdot luovat miellyttävän ympäristön ja helpottavat henkilöstön työskentelyä. Sermien kokonaispituus voi olla maksimissaan 3 metriä eikä paneelien väliin jää rakoja.



Butterfly-potilassermit

Ropimex Butterfly -sermi on mobiili sermiratkaisu esimerkiksi sairaaloiden käyttöön. Sermi koostuu kolmesta seinäkkeestä, joista keskimmäinen seisoo tukevasti neljällä pyörällä. Keskimmäisen seinäkkeen molemmin puolin on 360° käännettävät seinäkkeet, jotka saadaan myös taitettua keskelle tilan maksimoimiseksi.

Saatavilla kahdessa eri koossa:
seinäkkeiden leveys 45 | 50 | 45 cm (yht. 140 cm), korkeus 165 cm, paino 8,9 kg
seinäkkeiden leveys 65 | 70 | 65 cm (yht. 200 cm), korkeus 165 cm, paino 11 kg

TUTKIMUS- JA KIRURGISET VALAISIMET

Merivaaran kirurginen valaisin, Q-Flow, on saanut useita muotoilupalkintoja. Nyt perhe on kasvanut kahdella pienemmällä valaisimella: Q-Flow 1 ja Q-Flow 2 on suunniteltu hyödyntäen suurten Q-Flow-valaisimien tekniikkaa, joka varmistaa erinomaisen värientoiston kudoksissa. Merivaaran Q-Flow 1 -tutkimusvalaisin ja Q-Flow 2 -kirurginen valaisin on suunniteltu erityisesti pienempiin toimenpiteisiin, jotka tehdään pääleikkaussalien ulkopuolella. Valopäät voidaan helposti liittää eri toimenpiteisiin optimoituihin varsiin, mikä tukee hoitohenkilökunnan ergonomiaa.

Q-Flow-tuotesarjan uusia valaisimia voidaan käyttää yhdellä kädellä: tämä tukee potilasturvallisuutta, koska käyttäjä voi pitää toisen käden puhtaana potilaan hoitoa varten. Valaisimiin on saatavilla myös kertakäyttöisiä kahvansuojia – hygieeninen ja vaivaton ratkaisu steriloinnin rinnalle. Roiskevedenpitävän kotelon sileä muotoilu helpottaa valaisimen puhtaanapitoa.



Q-Flow tarjoaa monia hyötyjä

MIELLYTTÄVÄ TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖ
- Yhden käden käyttö
- Irrotettava steriloitava kahva
- Yksinkertaistettu käyttöliittymä

ERINOMAINEN VÄRINTOISTO
- Lähes täydelliset värintoisto-ominaisuudet
- Valaisee jopa pienet värierot punaisissa kudoksissa
- Erinomainen ihonvärintoisto

MAHDOLLISTAA ASEPTISEN TYÖSKENTELYN
- Tyylikäs muotoilu yhdistyy helppohoitoisuuteen

Tekniset tiedot	Q-FLOW 1	Q-FLOW 2
Valoteho 1 metrin etäisyydellä (lux)	50 000 (Toleranssi ±10%)	100 000 (Toleranssi ±10%)
Värintoistoindeksi (Ra)	98	98
Punaisen värin värintoistoindeksi (R9)	93	97
”Ihonvärin” värintoistoindeksi (R13)	98	98
Värilämpötila (K)	4 400	4 400
Valopylvään syvyys @ 60 % (mm)	1100	900
Valokentän halkaisija (mm)	240	150–220
Himmennys	25–100	25–100
LEDien määrä	9	18
LED-valonlähteiden keskimääräinen käyttöikä (h)	> 60 000	> 60 000
Työskentelyetäisyys (mm)	500–1500	500–1500
Tehonkulutus (W)	17	32
Ulkomitat (mm)	Pituus 400, Ø 260	Pituus 400, Ø 260
Valopään paino (kg)	2,6	2,7
Irrotettava steriloitava kahva	Kyllä	Kyllä
Kertakäyttöinen, steriili kahvansuoja	Valinnainen	Valinnainen
Suojausaste (valopää)	IP44	IP44
Tuotekoodi	520103, 520101, 520203, 520201	520103, 520101, 520203, 520201
EU/2017/745 (MDR) Standardit	IEC/EN 60601-2-41, IEC/EN 60601-1:2020, IEC/EN 60601-1-6:2021, IEC 60601-2-41:2022, IEC/EN 60601-1-2: 2021	
Valmistaja: Merivaara Oy		

MD

CE

DESIGN FROM FINLAND

Q-Flow™ 1 ja Q-Flow™ 2 kompaktilamput ovat osa maailmallakin palkittua Merivaara Q-Flow™ -valaisinperhettä.

TYÖTUOLIT

Uudistetut työtuolimme on suunniteltu terveydenhuollon ammattikäyttöön, ja ne on valittu valikoimaamme yhteistyössä työfysioterapeuttien kanssa. Tuolit on valmistettu Suomessa.

Uudistuksessa paransimme muun muassa työtuolien käytettävyyttä pienentämällä tuolien ristikon halkaisijan kokoa kuitenkin siten, että ne ovat yhtä tukevia kuin aiemmin. Lisäksi työtuoleihin voi jatkossa valita verhoiluksi esimerkiksi uuden erittäin kestävän ja näyttävän Future-materiaalin, valkoisen rungon, valkoiset pyörät tai satulatuoleihin ns. pilates-ominaisuuden, joka aktivoi istujaa ja vähentää selän väsymistä, jolloin erillistä kulmansäätöä ei tarvita.

Kysy lisää tuolien lisävarusteista, niissä voi olla mallikohtaisia eroja.

Easy Rider Satulatuoli CH1100

Suosittu satulatuoli saumattomalla verhoilulla. Tuoli on verhoiltu uudella tyylikkäällä ja erittäin kestävällä Future-materiaalilla (14 väriä), Nature-materiaalilla (5 väriä) tai valinnaisella mustalla nahalla. Tuolissa on istuinkulman säätö ja kaasujousiavusteinen korkeuden säätö sekä rungon värin mukaan määräytyvä kaasujousen suojus. Istuimen leveys on 50 cm ja pituus 35 cm.
Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on 150 kg.
Tuotteen vakiokokoonpano: kiillotettu alumiiniristikko Ø528 mm | korkeuden säätöalue Medium (54–74 cm) | mustat 65 mm pyörät | verhoilu: Future tai Nature

74 cm / 54 cm | 50 cm | SWL 150 kg | 65 mm



Kuvan tuote Future Plum -verhoilulla ja lisävarusteilla: valkoinen ristikko Ø610 mm, selkänoja ja valkoiset 65mm pyörät.



Easy Rider Satulatuoli varastotuote CH1100S

Suosittu satulatuoli nopeaan toimitukseen. Tuolin saumaton verhoilu on uutta tyylikästä ja erittäin kestävää Future-materiaalia, värinä Carbon. Tuolissa on istuinkulman säätö ja kaasujousiavusteinen korkeuden säätö sekä musta kaasujousen suojus. Istuimen leveys on 50 cm ja pituus 35 cm. Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on 150 kg. Saatavilla vain: kiillotettu alumiiniristikko Ø528 mm | korkeuden säätöalue Medium (54–74 cm) | mustat 65 mm pyörät | verhoilu: Future, väri Carbon

74 cm / 54 cm | 50 cm | SWL 150 kg | 65 mm

Easy Rider FIT CH1200

Uusi satulatuoli, jossa on normaalia kapeampi istuinosa saumattomalla verhoilulla. Tuoli on verhoiltu uudella tyylikkäällä ja erittäin kestävällä Future-materiaalilla (14 väriä), Nature-materiaalilla (5 väriä) tai valinnaisella mustalla nahalla. Tuolissa on istuinkulman säätö ja kaasujousiavusteinen korkeuden säätö sekä rungon värin mukaan määräytyvä kaasujousen suojus. Istuimen leveys on 45 cm ja pituus 35 cm.
Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on 150 kg.
Tuotteen vakiokokoonpano: kiillotettu alumiiniristikko Ø528 mm | korkeuden säätöalue Medium (54–74 cm) | mustat 65 mm pyörät | verhoilu: Future tai Nature

74 cm / 54 cm | 45 cm | SWL 150 kg | 65 mm



Kuvan tuote Future Pistachio -verhoilulla ja kiillotetulla alumiiniristikolla Ø528 mm sekä lisävarusteilla: mustat 65mm lukittavat pyörät ja jalkakorkeudensäätö

Easy Rider PRO Satulatuoli CH1300

Satulatuoli, jossa on 2-osainen säädettävä istuinosa. Istuinosan leveyttä voidaan säätää välillä 42–48,5 cm. Tuolin saumaton verhoilu on uutta tyylikästä ja erittäin kestävää Future-materiaalia (14 väriä), Nature-materiaalia (5 väriä) tai valinnaista mustaa nahkaa. Satulatuolissa on istuinkulman säätö ja kaasujousiavusteinen korkeuden säätö sekä rungon värin mukaan määräytyvä kaasujousen suojus. Istuimen pituus on 42 cm. Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on 150 kg. Tuotteen vakiokokoonpano: kiillotettu alumiiniristikko Ø528 mm | korkeuden säätöalue Medium (54–74 cm) | mustat 65 mm pyörät | verhoilu: Future tai Nature

74 cm / 54 cm | 42-48,5 cm | SWL 150 kg | 65 mm



Kuvan tuote Future Lagoon -verhoilulla, kiillotetulla alumiiniristikolla Ø528 mm, mustilla 65 mm pyörillä ja lisävarusteilla: jalkatukirengas



Step Anatomic Työtuoli selkänojalla CH1400

Anatomisesti muotoiltu työtuoli selkänojalla. Tuoli on verhoiltu uudella tyylikkäällä ja erittäin kestävällä Future-materiaalilla (14 väriä), Nature-materiaalilla (5 väriä) tai valinnaisella mustalla nahalla. Tuolissa on selkänojan kulman säätö ja kaasujousiavusteinen korkeuden säätö sekä rungon värin mukaan määräytyvä kaasujousen suojus. Istuimen pituus ja leveys ovat molemmat 39 cm. Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on 150 kg. Tuotteen vakiokokoonpano: kiillotettu alumiiniristikko Ø610 mm | korkeuden säätöalue Medium (50–70 cm) | mustat 65 mm pyörät | verhoilu: Future tai Nature

70 cm / 50 cm | 39 cm | SWL 150 kg | 65 mm

Kuvan tuote Future Sunrise -verhoilulla ja kiillotetulla alumiiniristikolla Ø610 mm sekä lisävarusteilla: jalkatukirengas ja 50mm ESD pyörät

Pyöreä Työtuoli CH1500

Pyöreä työtuoli, joka on verhoiltu uudella tyylikkäällä ja erittäin kestävällä Future-materiaalilla (14 väriä), Nature-materiaalilla (5 väriä) tai valinnaisella mustalla nahalla. Tuolissa on kaasujousiavusteinen korkeuden säätö sekä rungon värin mukaan määräytyvä kaasujousen suojus. Istuimen halkaisija on 37 cm. Kuormitettavuus (Safe Working Load SWL) on 150 kg. Tuotteen vakiokokoonpano: kiillotettu alumiiniristikko Ø528 mm | korkeuden säätöalue Medium (50–70 cm) | mustat 65 mm pyörät | verhoilu: Future tai Nature

70 cm / 50 cm | 37 cm | SWL 150 kg | 65 mm



Kuvan tuote Future Sapphire -verhoilulla ja kiillotetulla alumiiniristikolla Ø610 mm sekä lisävarusteilla: selkänoja ja 50mm istuttaessa lukittuvat pyörät

Tekniset tiedot ja lisävarusteet						
Malli	**CH1100**	**CH1100S**	**CH1200**	**CH1300**	**CH1400**	**CH1500**
Ristikko (kiillotettu)	Ø 528 mm	Ø 528 mm	Ø 528 mm	Ø 528 mm	Ø 610 mm	Ø 528 mm
Korkeudensäätö (Medium)	54 - 74 cm	54 - 74 cm	54 - 74 cm	54 - 74 cm	50 - 70 cm	50 - 70 cm
Pyörät	65mm, mustat	65mm, mustat	65mm, mustat	65mm, mustat	65mm, mustat	65mm, mustat
Verhoilu	Future 14 väriä	Future Carbon	Future 14 väriä	Future 14 väriä	Future 14 väriä	Future 14 väriä
	Nature 5 väriä		Nature 5 väriä	Nature 5 väriä	Nature 5 väriä	Nature 5 väriä
Istuimen leveys	50 cm	50 cm	45 cm	42 - 48,5 cm	39 cm	Ø 37 cm
Istuimen pituus	35 cm	35 cm	35 cm	42 cm	39 cm	Ø 37 cm
Lisävarusteet						
Korkeudensäätö Low	46 - 60 cm	-	46 - 60 cm	46 - 60 cm	42 - 55 cm	42 - 55 cm
Korkeudensäätö High	65 - 91 cm	-	65 - 91 cm	65 - 91 cm	58 - 83 cm	58 - 83 cm
Verhoilu mustaa nahkaa	o	-	o	o	o	o
Ristikko: kiillotettu Ø 610 mm | valkoinen Ø 528 tai 610 mm	o	-	o	o	Valkoinen Ø 610 mm	o
Pyörät: 65mm, valkoiset | 65mm lukittavat, mustat tai valkoiset | 50 mm istuttaessa lukittuvat, mustat | 50 tai 65mm ESD, mustat. ESD-pyörien kanssa verhoiluna vain musta keinonahka.	o	-	o	o	o	o
Selkänoja kaltevuuden säädöllä - vaatii Ø610 mm ristikon	o	-	o	o	X	o
Jalkakorkeudensäätö - vaatii 65mm pyörät - ei yhteensopiva Low-korkeuden kanssa	o	-	o	o	o	o
Jalkatukirengas - ei yhteensopiva jalkakorkeudensäädön kanssa - ei yhteensopiva Low-korkeuden kanssa	o	-	o	o	o	o
Pilates-ominaisuus (swinging saddle) - ei yhteensopiva selkänojan kanssa - lisää 2 cm ylä- ja alakorkeuksiin	o	-	o	o	-	-

X = vakio, o = lisävaruste, - = ei saatavilla



Jalkatukirengas



Jalkakorkeudensäätö



Pilates-ominaisuus *)



Valkoinen ristikko ja pyörät



Vakio 65 mm, musta
(lisävaruste: valkoinen)



65 mm lukittavat, mustat tai valkoiset



50 mm istuttaessa lukittuvat pyörät, mustat



50 tai 65 mm ESD, mustat (sähköä johtavat). ESD-pyörien kanssa verhoiluna vain musta keinonahka.

*) Aktivoi istujaa ja vähentää selän väsymistä, jolloin erillistä kulmansäätöä ei tarvita. Pilatesominaisuudella varustettu työtuoli mukailee istujan liikkeitä lisäten kurotuspituutta ja vähentäen rintarangan kuormitusta.

LOJER SYMBOLIT



Makuutason leveys
Tuotteen makuutason leveys



Makuutason pituus
Tuotteen makuutason pituus



SWL
Safe Working Load eli suurin sallittu kuormitettavuus mukaanlukien potilas, patjat ja lisävarusteet



Potilaspaino
Suurin sallittu potilaan paino



Korkeudensäätöalue
Tuotteen max. ja min. korkeus



Peruspyörän koko
Keskus- tai yksittäislukittavan peruspyörän halkaisija (mm)



Kaksoispyörän koko
Keskus- tai yksittäislukittavan kaksoispyörän halkaisija (mm). Kaksoispyörien tukevuus ja liikuteltavuus on peruspyörää parempi.



5. pyörä
Sängyn keskellä on viides pyörä, jonka ansiosta sängyn liikuteltavuus on merkittävästi parempi



Keskuslukitus
Tuotteessa on mekaaninen tai sähköinen keskuslukitus. Se on toteutettu lukkiutuvilla pyörillä tai vaihtoehtoisesti pyörien nostojärjestelmällä.



Toimintojen määrä
Tuotteen toimintojen määrä, esim. korkeuden ja selkäosan säätö (=2X)



Akkukäyttöinen
Tuotteessa on mahdollisuus akkuvarustukseen (yleensä lisävaruste).



Käsiohjain
Tuotetta voidaan ohjata käsiohjaimen avulla



Handsfree-korkeudensäätökehikko
Tuotetta voidaan korkeussäätää jalalla mistä tahansa suunnasta



Sähköinen jalkaohjain
Tuotetta voidaan ohjata jalkaohjaimen avulla



Hydraulinen korkeussäätö
Tuotteen korkeutta säädetään jalalla pumppaamalla hydraulisylinteriä




Trendelenburg-säätö
Tuotteessa on Trendelenburg-säätö



Anti-Trendelenburg-säätö
Tuotteessa on Anti-Trendelenburg-säätö



CPR-hätälasku
Selkäosa voidaan laskea nopeasti ala-asentoon



Hoitajapaneeli
Ylimääräisellä ohjauspaneelilla voidaan käyttää esiohjelmoituja toimintoja tai estää potilaalta tiettyjä toimintoja



Konepestävä



Ei konepestävä



Lisävarusteet
Tuotteeseen on saatavilla tehdasasenteisia optioita tai jälkikäteen asennettavia lisävarusteita.



SAIRAALAKALUSTEET
Toimipisteet: Vantaa, Kempele, Hollola, Sastamala
Puh. 010 830 6700
myynti@lojer.com
www.lojer.com

© Lojer Group 2026. Kaikki oikeudet pidätetään.